


Motores Aesculap®

Catálogo 2011





Aesculap Power Systems

Motores Aesculap®

Aesculap, pionero en el campo de los motores quirúrgicos.

Aesculap introdujo su primer motor quirúrgico ya en 1904. Importantes avances adicionales siguieron en décadas posteriores con la introducción de los sistemas de aire comprimido en los años 60, el desarrollo de los motores eléctricos con eje flexible en los años 70, la introducción de los motores alimentados por batería en los años 80 y el desarrollo de sistemas de alta velocidad eléctricos y neumáticos en los años 90.




Con los actuales sistemas Acculan 3Ti, HiLAN XS y microspeed uni, Aesculap le ofrece soluciones personalizadas para virtualmente todos los campos de aplicación. Nuestra gama de sistemas se completa con el novedoso sistema de almacenamiento Eccos que permite un oportuno procesamiento mecánico de sus motores Aesculap.

Motores Aesculap

... obtenga la velocidad que necesita.

Cómo funciona el catálogo

1. Seleccionar el motor



GD675 **GB586R**

microspeed uni XS Hi
motor de alta velocidad para todas las piezas de mano de Hi-Line XS
115 W; 10.000 – 80.000 1/min;
2,6 Ncm; 76 x 18 mm;
80 g; Latex

indica la línea de piezas de mano compatibles

● ● ● **Hi-Line XS**

piezas incluidas:
GB600870 adaptador XS para spray Sterilit
GB600820 Hi adaptador para spray Sterilit

eléctrico

2. Seleccionar piezas de mano y soporte Eccos



GB756R **GB614R**


pieza de mano Hi-Line XS
codificación: 1 anillo;
boquilla rociadora
GB761SU (no incluida)

código de referencia del soporte Eccos


Hi-Line XS

3. Seleccionar la herramienta

Ver catálogo de
Fresas & Hojas 017599



2011



Sección de fresas
Hi-Line XS

Hi-Line XS

Signos y Símbolos

	Libre de látex todos productos listados en este catálogo son libres de látex
	Código de referencia del soporte Eccos correspondiente
	Marcha adelante / atrás
	Marcha adelante
	Frecuencia de oscilación
	Ángulo de oscilación
	Recorrido
	Canulación
	Longitud del cable
	Peso
	Artículo estéril
	Un solo uso
	Unidad de empaque
	Altura requerida de canastilla
	Línea de piezas de mano correspondiente

Contenido

Sistemas de Motores

- **Motores Eléctricos**
 - microspeed uni
 - microspeed arthro
 - Acculan 3Ti eléctrico
 - Elan EC
- **Motores Neumáticos**
 - HiLAN XS
- **Motores a Batería**
 - Acculan 3Ti

Piezas de Mano

- Hi-Line XS
- micro-Line
- mini-Line

Accesorios

Procesamiento

- Sterilit Power Systems
- Eccos

Indice

Sistemas de Motores

Motores Eléctricos

- microspeed uni
- microspeed arthro
- Acculan 3Ti eléctrico
- Elan EC

Motores Neumáticos

- HiLAN XS

Motores a Batería

- Acculan 3Ti

Motores Eléctricos

microspeed uni



El sistema de motor eléctrico para neurocirugía, neuro-otología y cirugía de columna

- > Sistema versátil para cirugía de huesos pequeños y artroscopia
- > Confiabilidad y durabilidad basadas en el uso de materiales de máxima calidad y tecnología avanzada
- > Operación fácil a través de una pantalla táctil y botones de control de función
- > Compatible con piezas de mano de las líneas Hi-Line XS, Hi-Line, micro-Line y mini-Line



GD670

unidad de control microspeed uni
con bomba de irrigación;
pantalla táctil; cable de corriente
no incluido;
flujo de la bomba 0-80 ml/min
100-240 V AC, 50/60Hz;
305 x 305 x 175 mm; 8.300 g
piezas incluidas:
GD412804 soporte para botella



GD671

pedal de control microspeed uni
pedal doble; tipo de protección IPx8;
prueba anestésica clase M
5,0 m;
250 x 225 x 75 mm; 2.390 g



GD673

GB689R

cable microspeed uni
con mando a mano; para usar con
motores GD674, GD676, GD678,
GD685
3,0 m; 380 g



GD668

pedal de control microspeed uni
pedal único; tipo de protección IPx8;
prueba anestésica clase M
5,0 m;
250 x 225 x 75 mm; 2.420 g



GD672

GB689R

cable microspeed uni
para usar con motores GD674,
GD676, GD678, GD685
3,0 m; 360 g



GD676

GB578R

motor microspeed uni Hi 150
motor de alta velocidad para todas
las piezas de mano Hi-Line y
Hi-Line XS
150 W; 10.000 - 80.000 1/min;
3,5 Ncm; 99 x 27 mm; 155 g
Hi-Line, Hi-Line XS
piezas incluidas:
GB600820 adaptador Hi para spray
Sterilit

microspeed uni



GD675

GB586R

motor microspeed uni XS Hi

motor de alta velocidad para todas las piezas de mano Hi-Line XS

115 W; 10.000 - 80.000 1/min; \curvearrowright ; 2,6 Ncm; 76 x 18 mm; \boxplus 80 g

... Hi-Line XS

piezas incluidas:

GB600870 adaptador XS para spray Sterilit

GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit



GD678

GB578R

motor microspeed uni micro 150

motor de baja velocidad para todas las piezas de mano micro-Line

150 W; 1.000 - 30.000 1/min; \curvearrowright ; 7,0 Ncm; 113 x 27 mm; \boxplus 161 g

... micro-Line

piezas incluidas:

GB600810 adaptador micro-Line para spray Sterilit

GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit



GD684

GB579R

pieza de mano en forma de pistola microspeed uni

pistola de baja velocidad para todas las piezas de mano mini-Line excepto para GB373R, GB374R, GB385R, GB397R;

modo oscilante y perforante

100 W; 1.000 - 16.000 1/min; \curvearrowright ; 7,0 Ncm; \curvearrowright 2,5 mm; \curvearrowright 3,0 m; 95 x 27 x 120 mm; \boxplus 480 g

... mini-Line

piezas incluidas:

GB600830 adaptador mini-Line para spray Sterilit

GD684225 guía para alambres Kirschner



GD685

GB587R

motor de trepanación microspeed uni

para trépanos craneales con vástago tipo Hudson

150 W; 800 - 1.200 1/min; \curvearrowright ; 2,0 Ncm; 155 x 41 mm; \boxplus 530 g

piezas incluidas:

GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit



GD674

GB578R

motor microspeed uni mini 100

motor de baja velocidad para todas las piezas de mano mini-Line excepto para GB385R, GB388R, GB397R, GB398R

100 W; 1.000 - 16.000 1/min; \curvearrowright ; 7,0 Ncm; 95 x 27 mm; \boxplus 176 g

... mini-Line

piezas incluidas:

GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit

GB600830 adaptador mini-Line para spray Sterilit



GD681

GB580R

pieza de mano shaver microspeed uni

con mando a mano; para puntas de shaver Aesculap;

succión variable; reconocimiento automático de la punta;

velocidad de oscilación ajustable de 0,3 a 2,0 segundos

100 W; 400 - 8.000 1/min; \curvearrowright ; \curvearrowright 3,0 m; 150 x 27 x 37 mm; \boxplus 510 g

piezas incluidas:

GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit





GD682

GB580R

**pieza de mano shaver
microspeed uni**

para puntas de shaver Aesculap;
succión variable; reconocimiento
automático de la punta;
velocidad de oscilación ajustable de
0,3 a 2,0 segundos; para usar con
pedal GD671

100 W; 400 – 8.000 1/min; ;

 3,0 m; 150 x 27 x 37 mm;

 510 g

piezas incluidas:

GB600820 adaptador Hi para spray
Sterilit

Cables de corriente, sets de irrigación
y soportes móviles ver 'Accesorios'

eléctrico

Motores Eléctricos microspeed arthro



El sistema eléctrico para artroscopia y cirugía de huesos pequeños

- > Confiabilidad y durabilidad por el uso de materiales de alta calidad y métodos de fabricación modernos
- > Piezas de mano shaver disponibles tanto con mando a mano ergonómico como con pedal
- > Shaver pequeño y liviano con reconocimiento automático de la punta
- > Ajuste individual de la frecuencia de oscilación, de las características de aceleración y desaceleración
- > Amplio rango de puntas de shaver y fresas para un excelente desempeño de corte y ablación



GD665

**unidad de control
microspeed arthro**
pantalla táctil; cable de corriente
no incluido
100-240 V AC, 50/60Hz;
305 x 305 x 175 mm; 5.300 g



GD671

pedal de control microspeed uni
pedal doble; tipo de protección IPx8;
prueba anestésica clase M
5,0 m;
250 x 225 x 75 mm; 2.390 g



GD672

GB689R

cable microspeed uni
para usar con motores GD674,
GD676, GD678, GD685
3,0 m; 360 g



GD673

GB689R

cable microspeed uni
con mando a mano; para usar con
motores GD674, GD676, GD678,
GD685
3,0 m; 380 g



GD681

GB580R

**pieza de mano shaver
microspeed uni**
con mando a mano; para puntas
de shaver Aesculap;
succión variable; reconocimiento
automático de la punta;
velocidad de oscilación ajustable de
0,3 a 2,0 segundos
100 W; 400 - 8.000 1/min; 3,0 m;
150 x 27 x 37 mm;
510 g
piezas incluidas:
GB600820 adaptador Hi para spray
Sterilit



GD682

GB580R

**pieza de mano shaver
microspeed uni**
para puntas de shaver Aesculap;
succión variable; reconocimiento
automático de la punta;
velocidad de oscilación ajustable de
0,3 a 2,0 segundos; para usar con
pedal GD671
100 W; 400 - 8.000 1/min; 3,0 m;
150 x 27 x 37 mm;
510 g
piezas incluidas:
GB600820 adaptador Hi para spray
Sterilit

microspeed arthro



GD684

GB579R

pieza de mano en forma de pistola microspeed uni

pistola de baja velocidad para todas las piezas de mano mini-Line excepto para GB373R, GB374R, GB385R, GB397R;

modo oscilante y perforante

100 W; 1.000 - 16.000 1/min; ; 7,0 Ncm; 2,5 mm; 3,0 mm; 95 x 27 x 120 mm; 480 g

... mini-Line

piezas incluidas:
GB600830 adaptador mini-Line para spray Sterilit
GD684225 guía para alambres Kirschner



GD678

GB578R

motor microspeed uni micro 150

motor de baja velocidad para todas las piezas de mano micro-Line

150 W; 1.000 - 30.000 1/min; ; 7,0 Ncm; 113 x 27 mm; 161 g

... micro-Line

piezas incluidas:
GB600810 adaptador micro-Line para spray Sterilit
GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit



GD674

GB578R

motor microspeed uni mini 100

motor de baja velocidad para todas las piezas de mano mini-Line excepto para GB385R, GB388R, GB397R, GB398R

100 W; 1.000 - 16.000 1/min; ; 7,0 Ncm; 95 x 27 mm; 176 g

... mini-Line

piezas incluidas:
GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit
GB600830 adaptador mini-Line para spray Sterilit

Cables de corriente, sets de irrigación y soportes móviles ver 'Accesorios'

Motores Eléctricos

Acculan 3Ti eléctrico



Sistema eléctrico para ortopedia, traumatología, cirugía cardiotorácica y dermatología

- > Potente - hasta 250 vatios
- > Confiable
- > Manejo fácil - carcasa de titanio permite un reprocesamiento mecánico alcalino



GA871 **GB495R**

**perforadora pequeña
Acculan 3Ti eléctrico**

con modo oscilante y tapping
250 W; $\swarrow \searrow$; 4,0 mm;
107 x 47 x 180 mm; 1.100 g

piezas incluidas:
GA876 adaptador
GA875 tapa
GA678 embudo estéril
GA672211 adaptador para limpieza
mecánica
GA672207 guía para alambres
Kirschner



GA874 **GB495R**

**sierra recíprocante
Acculan 3Ti eléctrico**

250 W; $\llcorner \lrcorner$ 0 - 15.000 1/min;
 \updownarrow 3,2 mm; 180 x 47 x 200 mm;
1.540 g

piezas incluidas:
GB440215 lámina de limpieza
GA876 adaptador
GA875 tapa
GA678 embudo estéril



GA870 **GB498R**

dermatómero Acculan 3Ti eléctrico

ancho del corte ajustable sin llave;
grosor del corte ajustable en
incrementos de 1/10 mm; grosor del
corte: 0,2 - 1,2 mm; ancho del
corte: max. 78 mm; cuchillas
adecuadas GB228R
(no incluidas)

250 W; $\llcorner \lrcorner$ 0 - 6.500 1/min;
 \updownarrow 3,1 mm; 290 x 110 x 90 mm;
1.700 g

piezas incluidas:
GA876 adaptador
GA875 tapa
GA678 embudo estéril



GA873 **GB495R**

**sierra oscilante
Acculan 3Ti eléctrico**

250 W; $\llcorner \lrcorner$ 0 - 15.000 1/min;
 \angle 4°47'; 107 x 47 x 200 mm;
1.600 g

piezas incluidas:
GA876 adaptador
GA875 tapa
GA678 embudo estéril



GB436R **GB686R**

guía de protección

para usar con GA674, GA874 y hoja
de sierra GC761R



GA877

consola Acculan 3Ti eléctrico

cable de corriente no incluido
100-240 V AC, 50/60Hz;
255 x 217 x 90 mm; 2.930 g

Acculan 3Ti eléctrico



GA878 **GB486R**
cable de conexión
Acculan 3Ti eléctrico
para usar con GA870, GA871,
GA873, GA874
📏 3,0 m; 📖 410 g



GA875 **GB485R**
tapa Acculan 3Ti eléctrico



GA876
adaptador Acculan 3Ti eléctrico
120 x 49 x 42 mm; 📖 165 g



GA678 **GB488R**
embudo estéril Acculan 3Ti

Motores Eléctricos

Elan EC



El motor universal para todas las disciplinas

- > Potencia ilimitada
- > Confiabilidad y durabilidad legendaria
- > Manejo fácil
- > Más de 15.000 motores instalados en todo el mundo



GA830

unidad de control Elan EC
cable de corriente no incluido
100-240 V AC, 50/60Hz;
305 x 305 x 125 mm; 7.300 g



GA835

unidad de control Elan EC
con bomba de irrigación; cable de corriente no incluido;
flujo de la bomba 0-80 ml/min
100-240 V AC, 50/60Hz;
305 x 305 x 125 mm; 7.900 g
piezas incluidas:
GD412804 soporte para botella



GA188

pedal
impermeable (IP67) según IEC601
y DIN40050; prueba anestésica
clase M
5,0 m;
130 x 200 x 60 mm; 1.900 g



GA176

GB680R

eje flexible micro
para todas las piezas de mano
micro-Line
0 - 20.000 1/min; 1,8 m;
600 g

... micro-Line

GA173

GB680R

eje flexible micro
para todas las piezas de mano
micro-Line
0 - 20.000 1/min; 2,3 m;
700 g

... micro-Line

Cables de corriente, sets de irrigación
y soportes móviles ver 'Accesorios'

Motores Neumáticos

HiLAN XS



Potencia, confiabilidad y flexibilidad

- > HiLAN XS, HiLAN, microLAN - integración de alta y baja velocidad
- > El sistema neumático para todas las aplicaciones en microcirugía

presión recomendada para todos los motores neumáticos AESCULAP: 6 - 10 bar, 85 - 145 psi (información técnica a 6 bar)

HiLAN XS



GA740R **GB610R**

HiLAN XS

motor neumático de alta velocidad para todas las piezas de mano Hi-Line XS

50 W; 0 - 90.000 1/min; ; 2,5 Ncm; 66 x 16 mm; 63 g

... ► **Hi-Line XS**

piezas incluidas:
GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit

HiLAN



GA529 **GB559R**

HiLAN con mando a mano

motor neumático de alta velocidad para todas las piezas de mano Hi-Line y Hi-Line XS

50 W; 0 - 90.000 1/min; ; 2,5 Ncm; 80 x 19 mm; 132 g

... ► **Hi-Line XS, Hi-Line**

piezas incluidas:
GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit



GA742R **GB609R**

motor de trepanación HiLAN

con vástago tipo Hudson

130 W; 0 - 800 1/min; ; 3,6 Nm; 130 x 37 mm; 495 g

piezas incluidas:
GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit

microLAN



GA553 **GB685R**

microLAN 100

motor neumático para todas las piezas de mano micro-Line

100 W; 0 - 20.000 1/min; ; 8,0 Ncm; 95 x 22 mm; 130 g

... ► **micro-Line**

piezas incluidas:
GB600810 adaptador micro-Line para spray Sterilit
GB600820 adaptador Hi para spray Sterilit

Motores a Batería

Acculan 3Ti



Acculan 3Ti es el sistema de motores operado por batería para ortopedia, traumatología, cirugía cardiororáxica y dermatología

- > Potente - hasta 250 vatios
- > Confiable - la batería y el control electrónico no se esterilizan
- > Manejo fácil - carcasa de titanio permite un reprocesamiento mecánico alcalino

Acculan 3Ti - la reinención de los motores a batería



GA671 **GB495R**
perforadora pequeña Acculan 3Ti
 con modo oscilante y tapping;
 no usar con fresas acetabulares
 220 W; 4,0 mm;
 107 x 47 x 180 mm; 1.100 g
 piezas incluidas:
 GA666 batería NiMH pequeña
 GA675 tapa
 GA678 embudo estéril
 GA672207 guía para alambres
 Kirschner
 GA672211 adaptador para limpieza
 mecánica



GA672 **GB495R**
perforadora y fresadora Acculan 3Ti
 250 W; 4,0 mm;
 107 x 47 x 200 mm; 1.250 g
 piezas incluidas:
 GA675 tapa
 GA676 batería NiMH
 GA678 embudo estéril
 GA672207 guía para alambres
 Kirschner
 GA672211 adaptador para limpieza
 mecánica

batería



GB635R **GB496R**
cabezal portabrocas Acculan 3Ti
 con acople AO pequeño
 0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm;
 4,0 mm; 90 x 39 mm; 246 g



GB636R **GB496R**
cabezal portabrocas Acculan 3Ti
 con acople hexagonal Aesculap
 0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm;
 4,0 mm; 93 x 39 mm; 253 g



GB630R **GB496R**
cabezal portabrocas Acculan 3Ti
 con acople Zimmer/Hudson
 0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm;
 4,0 mm; 100 x 39 mm; 263 g



GB637R **GB496R**
cabezal portabrocas Acculan 3Ti
 con acople trinkle
 0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm;
 4,0 mm; 93 x 39 mm; 250 g

Acculan 3Ti



GB638R **GB496R**
cabezal portabrocas Acculan 3Ti
 con adaptador tipo Jacobs
 0 - 6,5 mm
 0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm;
 4,0 mm; 110 x 39 mm; 333 g
 piezas incluidas:
 GB034800



GB634R **GB496R**
cabezal portabrocas Acculan 3Ti
 con adaptador tipo Jacobs
 sin llave 0,6 - 7,4 mm
 0 - 1.000 1/min; 5,0 Nm;
 4,0 mm; 125 x 39 mm; 430 g



GB643R **GB496R**
pasador de alambres Kirschner
Acculan 3Ti
 para alambres Kirschner de 0,6 a
 4,0 mm
 0 - 1.000 1/min; 93 x 36 x 137 mm;
 300 g



GB645R **GB496R**
cabezal portabrocas Acculan 3Ti
 para Synthes engranaje translúcido
 para rayos X 511.300
 0 - 900 1/min; 110 x 35 mm;
 225 g



GB654R **GB496R**
cabezal portafresas Acculan 3Ti
 con acople Harris
 0 - 250 1/min; 19,0 Nm;
 4,0 mm; 106 x 39 mm; 323 g



GB655R **GB496R**
cabezal portafresas Acculan 3Ti
 con acople AO grande
 0 - 250 1/min; 19,0 Nm;
 4,0 mm; 107 x 39 mm; 334 g



GB656R **GB496R**
cabezal portafresas Acculan 3Ti
 con acople Zimmer/Hudson
 0 - 250 1/min; 19,0 Nm;
 4,0 mm; 118 x 39 mm; 344 g



GB660R **GB496R**
adaptador sierra sagital
Acculan 3Ti
 para hojas de sierra Acculan 3Ti
 rapid action con una longitud
 utilizable máxima de 50 mm
 0 - 17.000 1/min; 4°47';
 89 x 36 x 44 mm; 270 g



GA673 **GB495R**
sierra oscilante Acculan 3Ti
 250 W; 0 - 15.000 1/min;
 4°47'; 107 x 47 x 200 mm;
 1.600 g
 piezas incluidas:
 GA675 tapa
 GA676 batería NiMH
 GA678 embudo estéril



GA668 **GB498R**
sierra oscilante recta Acculan 3Ti
 250 W; 0 - 15.000 1/min;
 4°47'; 288 x 54 x 74 mm;
 1.500 g
 piezas incluidas:
 GA675 tapa
 GA676 batería NiMH
 GA678 embudo estéril



GA674 **GB495R**
sierra reciprocante Acculan 3Ti
 250 W; 0 - 15.000 1/min;
 3,2 mm; 180 x 47 x 200 mm;
 1.540 g
 piezas incluidas:
 GA675 tapa
 GA676 batería NiMH
 GA678 embudo estéril
 GB440215 lámina de limpieza



GB436R **GB686R**
guía de protección
 para usar con GA674, GA874 y hoja
 de sierra GC761R

Acculan 3Ti



GA670

GB498R

dermátomo Acculan 3Ti

ancho del corte ajustable sin llave; grosor del corte ajustable en incrementos de 1/10 mm; grosor del corte 0,2 - 1,2 mm; ancho del corte: max. 78 mm; cuchillas adecuadas GB228R (no incluidas)

220 W; «<—» 0 - 6.500 1/min;

3,1 mm; 290 x 110 x 90 mm;

1.700 g

piezas incluidas:

GA666 batería NiMH pequeña

GA675 tapa

GA678 embudo estéril



GA666

batería NiMH pequeña Acculan 3Ti

solo para GA670 y GA671; con control electrónico integrado 9,6V ; 1,05 Ah

120 x 43 x 50 mm; 304 g



GA675

GB487R

tapa Acculan 3Ti



GA677

cargador Acculan 3Ti

para baterías Acculan 3Ti GA666 y GA676; 4 estaciones de carga; evita efecto memoria; función automática del diagnóstico de la batería; opcionalmente disponible con la estación de carga

GA677830 compatible con baterías Acculan II GA616, GA626 y GA646; cable de corriente no incluido

100-240 V AC, 50/60Hz;

440 x 140 x 180 mm; 3.500 g



GA676

batería NiMH Acculan 3Ti

solo para GA668, GA672, GA673, GA674; con control electrónico integrado 9,6V ; 1,95Ah

140 x 43 x 50 mm; 425 g



GA678

GB488R

embudo estéril Acculan 3Ti



GA679

GB489R

dispositivo para remover batería
Acculan 3Ti

batería

Piezas de Mano

Hi-Line XS

micro-Line

mini-Line

Hi-Line XS

Piezas de mano rectas Hi-Line XS para la gama de fresas Hi-Line XS



GB751R

GB614R

pieza de mano recta Hi-Line XS

codificación: 1 anillo;
boquilla rociadora GB761SU
(no incluida)



GB752R

GB614R

pieza de mano recta Hi-Line XS

codificación: 2 anillos;
boquilla rociadora GB762SU
(no incluida)



GB753R

GB614R

pieza de mano recta Hi-Line XS

codificación: 3 anillos;
boquilla rociadora GB763SU
(no incluida)

Piezas de mano acodadas Hi-Line XS para la gama de fresas Hi-Line XS



GB756R

GB614R

**pieza de mano acodada
Hi-Line XS**

codificación: 1 anillo;
boquilla rociadora GB761SU
(no incluida)



GB757R

GB614R

**pieza de mano acodada
Hi-Line XS**

codificación: 2 anillos;
boquilla rociadora GB762SU
(no incluida)



GB758R


GB614R

**pieza de mano acodada
Hi-Line XS**

codificación: 3 anillos;
boquilla rociadora GB763SU
(no incluida)

Hi-Line XS


Piezas de mano acodadas Hi-Line XS para la gama de fresas Hi-Line XS



GB771R **GB614R**

**pieza de mano acodada
Hi-Line XS**


extra larga XL1;
codificación: 1 anillo ancho;
boquilla rociadora GB764SU
(no incluida)



GB772R **GB614R**

**pieza de mano acodada
Hi-Line XS**

extra larga XL2;
codificación: 2 anillos anchos;
boquilla rociadora GB765SU
(no incluida)



GB773R **GB614R**

**pieza de mano acodada
Hi-Line XS**

extra larga XL3;
codificación: 3 anillos anchos;
boquilla rociadora GB766SU
(no incluida)

Craneótomo y pieza de mano multifuncional



GB740R

GB614R

craneótomo y pieza de mano multifuncional Hi-Line XS

para usar con protectores de dura, límite de profundidad y vaina de agarre
GB741R - GB748R;
boquilla rociadora GB767SU (no incluida)



GB741R

GB615R

protector de dura Hi-Line XS

fijo;
codificación: 1 anillo;
para usar con fresas para craneótomo GE420R, GE420SU, GE429SU



GB742R

GB615R

protector de dura Hi-Line XS

fijo;
codificación: 2 anillos;
para usar con fresas para craneótomo GE520R, GE520SU, GE529SU



GB743R

GB615R

protector de dura Hi-Line XS

fijo;
codificación: 3 anillos;
para usar con fresas para craneótomo GE620R, GE620SU, GE629SU



GB746R

GB615R

protector de dura Hi-Line XS

dirigible;
codificación: 1 anillo;
para usar con fresas para craneótomo GE420R, GE420SU, GE429SU



GB747R

GB615R

protector de dura Hi-Line XS

dirigible;
codificación: 2 anillos;
para usar con fresas para craneótomo GE520R, GE520SU, GE529SU

Hi-Line XS



GB748R

GB615R

protector de dura Hi-Line XS
dirigible;
codificación: 3 anillos;
para usar con fresas para
craneótomo GE620R, GE620SU,
GE629SU



GB745R

GB615R

vaina de agarre Hi-Line XS
para craneótomo y pieza de mano
multifuncional GB740R



GB744R

GB615R

límite de profundidad
Hi-Line XS
para craneótomo y pieza de mano
multifuncional GB740R
2 - 8 mm

micro-Line

Para fresas con diámetro del vástago de 2,35 mm



GB109

GB681R

pieza de mano micro-Line

codificación: 1 anillo azul;
para fresas de 51 mm

1:1; 81 mm



GD450M

GB681R

pieza de mano micro-Line

codificación: 1 anillo azul;
para fresas de 70 mm;
boquilla rociadora GD460R
(no incluida)

1:1; 97 mm



GD451M

GB681R

pieza de mano micro-Line

codificación: 1 anillo azul;
para fresas de 95 mm

1:1; 127 mm

Para fresas con diámetro del vástago de 2,35 mm; ángulo 21°



GD455M **GB681R**

**pieza de mano acodada
micro-Line**

codificación: 1 anillo rojo;
para fresas de 70 mm;
boquilla rociadora GD460R
(no incluida)

1:2; 120 mm



GD456M **GB681R**

**pieza de mano acodada
micro-Line**

codificación: 1 anillo rojo;
para fresas de 95 mm

1:2; 150 mm



GD457M **GB681R**

**pieza de mano acodada
micro-Line**


codificación: 1 anillo rojo;
para fresas de 125 mm

1:2; 180 mm


micro-Line

Para usar con micro-insertos con engranaje imperator, ángulo 21°




GB114R 
pieza de mano micro-Line
 codificación: 1 anillo rojo;
 boquilla rociadora GA227R
 (no incluida)
 1:2; 77 mm




GB111 
pieza de mano micro-Line
 codificación: 1 anillo verde;
 boquilla rociadora GA227R
 (no incluida)
 4:1; 74 mm



GB113 
pieza de mano micro-Line
 codificación: 2 anillos verdes;
 boquilla rociadora GA227R
 (no incluida)
 30:1; 74 mm




GB173 
inserto imperator
 para fresas con diámetro de
 2,35 mm y longitud hasta 70 mm;
 longitud mínima del vástago 30 mm;
 boquilla rociadora GA227R
 (no incluida)
 1:1; 43 mm



GB164
herramienta de montaje
 para inserto imperator GB173



GB119 
cabezal contra acodado
imperator
 codificación: 1 punto verde;
 para herramientas con vástago
 tipo dental
 2:1; 43 mm



GD305 **GB681R**
sierra reciprocante micro-Line

no requiere llave;
 boquilla rociadora GD306R
 (no incluida)
 2,5:1; «—» 8.000 1/min; \updownarrow 1,3 mm;
 \boxplus 48 g
 piezas incluidas:
 GD320R hoja de sierra



GD307 **GB681R**
sierra sagital micro-Line

con tuerca de seguridad;
 boquilla rociadora GD308R
 (no incluida)
 1:1; «—» 20.000 1/min; \angle 7°;
 \boxplus 50 g
 piezas incluidas:
 GD372206 llave



GB129 **GB682R**
sierra sagital micro-Line

boquilla rociadora GA222R
 (no incluida)
 1:1; «—» 20.000 1/min; \angle 4°46';
 \boxplus 345 g
 piezas incluidas:
 TE472 llave de anillo
 GB125804 tuerca



GB128R **GB682R**
sierra transversal micro-Line

boquilla rociadora GA221R
 (no incluida)
 1:1; «—» 20.000 1/min; \angle 10°24';
 \boxplus 385 g
 piezas incluidas:
 GB020R llave allen



GB130R **GB682R**
sierra reciprocante micro-Line

boquilla rociadora GA223R
 (no incluida)
 1:1; «—» 20.000 1/min; \updownarrow 3,0 mm;
 \boxplus 310 g



GB200 **GB682R**
perforadora micro-Line

boquilla rociadora GA221R
 (no incluida)
 \blacktriangleright 20:1; \boxplus 2,7 mm; \boxplus 700 g

micro-Line



GB222

portaherramientas de tres mordazas

Ø 0 - 4 mm

piezas incluidas:
GA062R llave



GB223

portaherramientas de tres mordazas

Ø 0 - 6,5 mm

piezas incluidas:
GA031R llave



GB224

portaherramientas AO pequeño



GB227R

pasador de alambres Kirschner
para alambres Kirschner de 0,6 a 2,5 mm



GB231R

GB682R

dermátomo micro-Line según Wagner

ancho del corte ajustable sin llave;
grosor ajustable en incrementos de 1/10 mm;
grosor del corte: 0,2 - 1,2 mm;
ancho del corte: max. 78 mm

6:1; ↑ 3,0 mm; ⚖ 770 g

piezas incluidas:
GB228R cuchillas



GB169R

GB682R

perforador micro-Line

para portaherramientas intercambiables; boquilla rociadora GA228R (no incluida)

20:1; ⚖ 280 g

piezas incluidas:
GC523200 llave de anillo



GB106R

portaherramientas Hudson
para GB169R



GB268R

GB682R

craneótomo micro-Line
con protector de dura fijo

1:1; 200 g

piezas incluidas:
GB267R pieza de mano
GB298R protector de dura fijo
GC303R fresa



GB265R

GB682R

craneótomo micro-Line
con protector de dura girable

1:1; 200 g

piezas incluidas:
GB266M protector de dura girable
GB267R pieza de mano
GC303R fresa



GB292

GB681R

craneótomo pediátrico micro-Line
modelo Freiburg

con protector de dura fijo

1:1; 100 g

piezas incluidas:
GB109 pieza de mano
GB291R protector de dura
GC304R fresa

micro-Line

mini-Line

mini-Line



GB376R **GB673R**
cabezal portafresas mini-Line
 recto; para vástagos de 2,35 mm;
 para fresas hasta 70 mm de
 longitud; boquilla rociadora GB378
 (no incluida)
 1:2; 108 g



GB382R **GB673R**
cabezal portabrocas mini-Line
 para herramientas con vástago AO
 pequeño; boquilla rociadora GB378
 (no incluida)
 16:1; 98 g



GB383R **GB673R**
cabezal portabrocas mini-Line
 portaherramientas tipo Jacobs;
 boquilla rociadora GB378
 (no incluida)
 Ø 0 - 4 mm
 16:1; 2,5 mm; 160 g
 piezas incluidas:
 GA062R llave



GB377R **GB674R**
**cabezal portabrocas de trabajo
 pesado mini-Line**
 portaherramientas tipo Jacobs;
 boquilla rociadora GB378
 (no incluida)
 Ø 0 - 6,5 mm
 36:1; 2,5 mm; 220 g
 piezas incluidas:
 GA031R llave



GB389R **GB674R**
cabezal portabrocas mini-Line
 con acople rápido para herramientas
 con vástago hexagonal; boquilla
 rociadora GB378 (no incluida)
 36:1; 2,5 mm; 145 g



GB373R **GB673R**
**cabezal portabrocas contra
 acodado mini-Line**
 para herramientas con vástago
 tipo dental
 8:1; 91 g



GB398R **GB674R**
pasador de alambres Kirschner mini-Line
 para usar con GD684;
 para alambres Kirschner de 0,6 a 2,5 mm
 16:1; 190 g



GB390R **GB673R**
adaptador sierra sagital mini-Line
 1:1; $\angle 5^\circ$; 100 g



GB392R **GB674R**
adaptador sierra transversal mini-Line
 1:1; $\angle 10^\circ$; 140 g



GB374R **GB673R**
pasador de alambres Kirschner mini-Line acodado
 para usar con motores rectos mini;
 para alambres Kirschner de 0,6 a 1,6 mm
 17:1; 120 g



GB391R **GB673R**
adaptador sierra reciprocante mini-Line
 1:1; $\updownarrow 2,1$ mm; 100 g



GA187R **GB673R**
adaptador micro-Line
 pieza de mano: micro;
 motor: mini

Accesorios

Accesorios para motores eléctricos



GA411
soporte móvil para
microspeed uni
altura ajustable
┌ 1200 - 1500 mm




GD416M
soporte móvil
para unidades de control AESCULAP
┌ 1320 mm
piezas incluidas:
GD414R



GA414
cubierta estéril desechable
para GD417, GA419 y GD421
②, ① envase de 50 unidades



GA415
soporte móvil
para equipos Elan, microspeed EC y
Microtron; altura ajustable
┌ 1200 - 1500 mm



GD412804
soporte para botella



TE780

**cable de corriente
conexión para Europa;
negro**

🌀 1,5 m

TE730

**cable de corriente
conexión para Europa;
negro**

🌀 5,0 m

TE734

**cable de corriente
conexión para Reino Unido;
negro**

🌀 5,0 m

TE735

**cable de corriente
conexión para Estados Unidos,
Canadá y Japón;
negro**

🌀 3,5 m

Accesorios

conexión pared		entrada del motor		Mangueras neumáticas	
 <p>AESCULAP Dräger</p>		 <p>pequeño</p>		GA505R GB564R manguera de aire  5,0 m	GA513R GB564R manguera de aire  3,0 m
 <p>AESCULAP Dräger</p>		 <p>pequeño</p>		GA523R GB564R manguera de aire (para bomba de irrigación GA530)  2,3 m	
 <p>DIN</p>		 <p>pequeño</p>		GA507R GB576R manguera de aire  5,0 m	

conexión pared

entrada del motor



Schrader con difusor



pequeño

GA506R

GB575R

manguera de aire

5,0 m

conexión pared

entrada del motor



AESCULAP Dräger



grande

GA464R

GB463R

manguera de aire

3,0 m

GA466R

manguera de aire

5,0 m

GA460R

GB463R

manguera de aire, tipo espiral

3,0 m

La presión recomendada para todos los motores neumáticos AESCULAP es de 6 - 10 bares, 85 - 145 psi
La conexión "pequeña" al motor acopla en: GA502, GA508R, GA519, GA520R, GA529, GA551, GA552, GA553, GA554, GA740R, GA741R, GA742R
La conexión "grande" al motor acopla en: GA200, GA430, GA437, GA440, GA521, GA530

Accesorios

conexión pared

entrada del motor



DIN



grande

GA463R

manguera de aire

3,0 m

GA465R

manguera de aire

5,0 m

conexión pared

entrada del motor



DIN con difusor



grande

GA461R

manguera de aire

3,0 m

conexión pared

entrada del motor



Schrader con difusor



grande

GA468R

manguera de aire

5,0 m

GB480R

La presión recomendada para todos los motores neumáticos AESCULAP es de 6 - 10 bares, 85 - 145 psi
La conexión "pequeña" al motor acopla en: GA502, GA508R, GA519, GA520R, GA529, GA551, GA552, GA553, GA554, GA740R, GA741R, GA742R
La conexión "grande" al motor acopla en: GA200, GA430, GA437, GA440, GA521, GA530

conexión pared

entrada del motor

Mangueras de extensión



AESCULAP Dräger



AESCULAP Dräger

GA194R

manguera de extensión

3,0 m

GA195R

manguera de extensión

5,0 m

conexión pared

entrada del motor



DIN



DIN

GA087

manguera de extensión

5,0 m

Accesorios neumáticos



GA521

pedal de control

para sistemas neumáticos
tipo de entrada: grande
tipo de salida: AESCULAP Dräger



GA099

reductor de presión de aire

reductor de presión con conector de
acople rápido tipo DIN; para
cilindros de aire comprimido según
DIN 477 G5/8" AG; entrada de aire
100 - 200 bar / 2130 - 2840 psi
piezas incluidas:
GA088C acople rápido DIN

accesorios

Accesorios



GA088C

conector de bloqueo rápido
para reductor de presión de aire
GA099; para sistema DIN



GA091C

conector de bloqueo rápido
para conexión francesa



GA508R

adaptador de manguera acodado
para todos los motores Aesculap con
conexión pequeña



GA206R

**adaptador para sistemas
neumáticos**
motor Aesculap con conexión
grande - mangueras de aire Synthes



GA208

GB474R

**adaptador para sistemas
neumáticos**
motor Synthes - mangueras de
aire con conector grande a motor
Aesculap

Irrigación



GA530

bomba de irrigación

para sistemas neumáticos; para usar con set de mangueras GA391SU y GA526P (no incluidos)
flujo de la bomba 0 - 80 ml/min
100-240 V AC, 50/60Hz;
305 x 305 x 135 mm; 5.500 g
piezas incluidas:
GD412804 soporte para botella



GA391SU

set de mangueras

completo;
incluye adaptador para boquilla rociadora, clips de fijación y punzón para botella de irrigación;
para microspeed uni, Microspeed EC, Microtron EC, HiLAN en conexión con GA526P

②; ① envase de 10 unidades



GA392SU

set de mangueras con adaptador en Y

completo;
incluye adaptador para boquilla rociadora, clips de fijación y punzón para botella de irrigación;
para microspeed uni

②; ① envase de 10 unidades



GA391

set de mangueras

completo;
incluye adaptador para boquilla rociadora, clips de fijación y punzón para botella de irrigación; para Elan (sólo ejes flexibles mirco y mini); HiLAN en conexión con GA526P

②; ① envase de 10 unidades



GA526P

clips de fijación

para fijación del set de mangueras GA391 o GA391SU a los motores neumáticos

① envase de 8 unidades

Accesorios

Adaptador



GB421R **GB467R**

adaptador Hudson
herramienta: Hudson;
motor: Harris
Ø 3,8 mm



GB422R **GB467R**

adaptador AO grande
herramienta: AO grande;
motor: Harris
Ø 3,8 mm



GB423R **GB467R**

adaptador tipo DIN
herramienta: DIN;
motor: Harris
Ø 3,8 mm



GB425R **GB467R**

adaptador Zimmer/Hudson
herramienta: Zimmer/Hudson;
motor: Harris
Ø 3,8 mm



GB426R **GB467R**

adaptador tipo Jacobs
herramienta: Jacobs;
motor: Harris
Ø 0 - 6,5 mm
Ø 3,8 mm



GB628R

adaptador Synthes DHS/DCS
herramienta: Synthes DHS/DCS;
motor : AO grande
Ø 4,2 mm



GB182R 


adaptador Harris

herramienta: Harris;
motor: Hudson
no canulado



GB184R 


adaptador Harris

herramienta: Harris;
motor: AO grande
 3,5 mm



GB178R 


adaptador Harris

herramienta: Harris;
motor: DIN
 3,5 mm



XF457R 


adaptador tipo DIN

herramienta: DIN;
motor: AO grande
 3,8 mm



GB007R 


adaptador AO grande

herramienta: AO grande;
motor: DIN
 4,0 mm



GB187R 

adaptador Harris

herramienta: Harris;
motor: triangular
 3,5 mm

Accesorios



GA187R GB673R

adaptador micro-Line

pieza de mano: micro;
motor: mini

Llaves



GB034R GB690R

llave

adecuada para GB223R, GB386R,
GB416R, GB426R, GB424R, GB177R,
GB638R



GA186209 GB690R

llave

para acople mini
adecuada para GA186, GA551,
GA552, GA647, GD674, GD684



TE472 GB690R

llave de tuercas

para acople de estrella Aesculap



GB020R GB690R

llave Allen

adecuada para GB101, GB102R,
GB115R, GB121R, GB125R, GB210R,
GB230R, GB377R



GA062R

GB690R

llave

para adaptador tipo Jacobs de 4 mm
adecuada para GB108R, GB166R,
GB181R, GB222R, GB383R, GB415R



GD372206

llave

ancho de perfil 6,0 mm
adecuada para GD307



GC523R

llave de tuercas

adecuada para GA522R, GB106R,
GB108R, GB169R

Expansor de piel



BA720R

GB688R

expansor de piel

para usar con placas de soporte
BA721 (1:1,5) / BA722 (1:3) /
BA723 (1:6)

150 x 195 x 105 mm; 4.600 g

piezas incluidas:
BA725R rodillo de corte
BA726R llave ratchet



BA725R

rodillo de corte

Accesorios

Inyección de cemento



GB141

jeringa para cemento
para inyector de cemento GB171N;
con tubo de inyección especial
50 ml

② envase de 10 unidades



GB171N

**inyector de cemento con
vástago Harris**
para jeringa desechable GB141

Molino de hueso



GB040

molino de hueso
para usar con motor o manivela
piezas incluidas:
GB042R tambor triturador



GB042R

tambor triturador
estándar; vástago Harris; sección
del fragmento de hueso producido
0,7 x 3 mm



GB043R

tambor triturador
fino; vástago Harris; sección del
fragmento de hueso producido
0,7 x 2 mm



GB044R

tambor triturador
grueso; vástago Harris; sección del
fragmento de hueso producido
0,7 x 4 mm



GB041R

manivela para GB040



GB046

inserto para GB040
para fragmentos de hueso pequeños

Procesamiento

Sterilit Power Systems

Eccos

- Eccos para motores
- Eccos para piezas de mano
- Eccos para accesorios
- Eccos cestas

Sterilit Power Systems

Sterilit Power Systems



GB600

Sterilit Power Systems
300 ml

 envase de 6 unidades



GB600810

adaptador para spray Sterilit
para micro-Line



GB600820

adaptador para spray Sterilit
para HiLAN, HiLAN XS, Hi-Line,
Hi-Line XS, Microspeed EC,
microspeed uni, microLAN y
miniLAN



GB600830

adaptador para spray Sterilit
para mini-Line



GB600840

adaptador para spray Sterilit
para Acculan 3Ti



GB600870

adaptador para spray Sterilit
para microspeed uni XS



GA059

lubricante gotero Sterilit
50 ml

procesamiento

La solución para el almacenamiento y el reprocesamiento mecánico de sus motores Aesculap

Requerimientos básicos para el reprocesamiento mecánico en combinación con el sistema Eccos:

- > Se debe usar un limpiador apropiado ($\text{pH} < 11$ para los componentes de aluminio)
- > La temperatura en el ciclo de limpieza no debe exceder los 60°C
- > 3 minutos de limpieza como mínimo
- > Enjuague intermedio por 1 minuto como mínimo
- > Enjuague final intenso con agua destilada, desmineralizada o completamente desalinizada
- > Sólo desinfección térmica: enjague por 5 minutos a 96°C con agua destilada, desmineralizada o completamente desalinizada
- > Completar el programa con una fase de secado de por lo menos 10 minutos a una temperatura máxima de 120°C

microspeed uni / microspeed arthro



GB579R

soporte Eccos
para GD684

56 mm



GB578R

soporte Eccos
para GD674, GD676, GD678

56 mm



GB689R

soporte Eccos
para GD672, GD673

56 mm



GB580R

soporte Eccos
para GD682, GD681

56 mm



GB587R

soporte Eccos
para GD685

56 mm



GB586R


soporte Eccos
para GD675

56 mm



Eccos para motores

Elan EC



GB680R

soporte Eccos
para GA173, GA176

 56 mm



HiLAN XS / HiLAN



GB577R

soporte Eccos
para motores Aesculap pequeños
con adaptador de manguera
acodado GA508R



 56 mm



GB610R

soporte Eccos
para GA740R, GA741R

 56 mm



GB609R

soporte Eccos
para GA742R, GA522R

 56 mm



microLAN



GB685R

soporte Eccos

para GA502, GA553, GA554, GD657, GD658

 56 mm



Acculan 3Ti



GB495R

soporte Eccos

para GA671, GA672, GA673, GA674, GA871, GA873, GA874

 106 mm



GB496R

soporte Eccos

para GB630R, GB634R, GB635R, GB636R, GB637R, GB638R, GB643R, GB644R, GB645R, GB654R, GB655R, GB656R, GB660R

 106 mm



GB497R

soporte Eccos

para GB630R, GB634R, GB635R, GB636R, GB637R, GB638R, GB643R, GB644R, GB645R, GB654R, GB655R, GB656R, GB660R

 106 mm




GB487R

soporte Eccos

para GA675

 56 mm



Eccos para motores



GB488R
soporte Eccos
para GA678
76 mm



GB489R
soporte Eccos
para GA614, GA644, GA679
106 mm



GB498R
soporte Eccos
para GA668, GA670, GA870
106 mm



Acculan 3Ti eléctrico



GB485R
soporte Eccos
para GA875
56 mm



GB486R
soporte Eccos
para GA878
56 mm



Hi-Line XS



GB611R

soporte Eccos para 1 pieza de mano Hi-Line XS

para GB740R, GB751R, GB752R, GB753R, GB756R, GB757R, GB758R, GB771R, GB772R, GB773R

56 mm



GB614R

soporte Eccos para 3 piezas de mano Hi-Line XS

para GB740R, GB751R, GB752R, GB753R, GB756R, GB757R, GB758R, GB771R, GB772R, GB773R

56 mm



GB613R

soporte Eccos

para 13 herramientas Hi-Line XS, Hi-Line o las herramientas con vástago de 2,35 mm

36 mm




GB615R

soporte Eccos

para GB741R - GB748R

56 mm



micro-Line



GB681R

soporte Eccos

para GB109, GB110, GB111, GB112, GB113, GB114R, GB291R, GB292R, GD305, GD307, GB310, GD450M, GD451M, GD452M, GD455M, GD456M, GD457M, GD465M, GD466M, GD467M

56 mm



GB686R

soporte Eccos

para GB266, GB298, GB436R

56 mm



Eccos para piezas de mano



GB682R

soporte Eccos

para GB128R, GB129, GB130R,
GB166R, GB169R, GB200, GB231R,
GB265R, GB267R, GB268R, GB280,
GB801R

 76 mm



mini-Line



GB673R

soporte Eccos

para GB373R, GB374R, GB376R,
GB377R, GB379R, GB380R, GB381R,
GB382R, GB383R, GB386R, GB390R,
GB391R

 56 mm




GB674R


soporte Eccos

para GB385R, GB388R, GB389R,
GB392R, GB397R, GB398R


 56 mm



Expansor de piel



GB688R
soporte Eccos
para BA720R
106 mm



Accesorios



GB564R
soporte Eccos
para GA505R, GA513R, GA523R
56 mm



GB463R
soporte Eccos
para GA460R, GA464R, GA466R
76 mm



GB575R
soporte Eccos
para GA506R
76 mm



GB576R
soporte Eccos
para GA507R
56 mm




Eccos para accesorios



GB480R

soporte Eccos
para GA468R

 76 mm



GB474R

soporte Eccos
para GA206R

 56 mm



GB572R

soporte Eccos
para GB300R - GB308R

 56 mm



GB467R

soporte Eccos
para GB421R, GB422R, GB423R,
GB424R, GB425R


 56 mm



GB481R

soporte Eccos
para hojas de sierra y otros
accesorios


 56 mm



GB690R

soporte Eccos
para GB173R, GB119, GB154,
GB194, GB628R, GA031201,
GB424201, GA437224, GB009C

 36 mm






GB459R

set de montaje Eccos

procesamiento

Eccos cestas

Acculan 3Ti



GB243R

**Eccos cesta para 2 equipos
Acculan 3Ti**

106 mm

piezas incluidas:

GB243800

GB481R

GB487R


GB488R

GB495R

GB496R

GB497R

GB690R



GB244R

**Eccos cesta para 1 equipo
Acculan 3Ti**

106 mm

piezas incluidas:

GB243800

GB481R

GB487R


GB488R

GB495R

GB496R

GB497R

GB690R



GB256R

**Eccos cesta para dermatomo
Acculan 3Ti**

106 mm

piezas incluidas:


GB487R

GB488R

GB498R

JC254R

microspeed uni



GB255R

Eccos cesta para microspeed uni neurocirugía

56 mm

piezas incluidas:

GB586R


GB587R

GB614R

GB615R

GB689R

JF212R



GB254R

Eccos cesta para microspeed uni cirugía de huesos pequeños

56 mm

piezas incluidas:

GB579R


GB673R

GB674R

GB690R

JF212R

HiLAN XS



GB252R

Eccos cesta para HiLAN XS

56 mm

piezas incluidas:

GB564R

GB609R

GB610R

GB614R

GB615R

JF213R

Indice

Indice de códigos de referencia

BA720R	57	GA676	28	GB243R	74	GB587R	65
BA725R	57	GA677	28	GB244R	74	GB600	62
		GA678	18,28	GB252R	75	GB600810	62
GA059	63	GA679	29	GB254R	75	GB600820	62
GA062R	57	GA740R	23	GB255R	75	GB600830	62
GA087	51	GA742R	23	GB256R	74	GB600840	62
GA088C	52	GA830	21	GB265R	43	GB600870	62
GA091C	52	GA835	21	GB268R	43	GB609R	66
GA099	51	GA870	17	GB292	43	GB610R	66
GA173	21	GA871	17	GB373R	44	GB611R	69
GA176	21	GA873	17	GB374R	45	GB613R	69
GA186209	56	GA874	17	GB376R	44	GB614R	69
GA187R	45,56	GA875	18	GB377R	44	GB615R	69
GA188	21	GA876	18	GB382R	44	GB628R	54
GA194R	51	GA877	17	GB383R	44	GB630R	25
GA195R	51	GA878	18	GB389R	44	GB634R	26
GA206R	52			GB390R	45	GB635R	25
GA208	52	GB007R	55	GB391R	45	GB636R	25
GA391	53	GB020R	56	GB392R	45	GB637R	25
GA391SU	53	GB034R	56	GB398R	45	GB638R	26
GA392SU	53	GB040	58	GB421R	54	GB643R	26
GA411	46	GB041R	59	GB422R	54	GB645R	26
GA414	46	GB042R	58	GB423R	54	GB654R	26
GA415	46	GB043R	58	GB425R	54	GB655R	26
GA460R	49	GB044R	58	GB426R	54	GB656R	27
GA461R	50	GB046	59	GB436R	17,27	GB660R	27
GA463R	50	GB106R	43	GB459R	73	GB673R	70
GA464R	49	GB109	38	GB463R	71	GB674R	70
GA465R	50	GB111	40	GB467R	72	GB680R	66
GA466R	49	GB113	40	GB474R	72	GB681R	69
GA468R	50	GB114R	40	GB480R	72	GB682R	70
GA505R	48	GB119	40	GB481R	72	GB685R	67
GA506R	49	GB128R	41	GB485R	68	GB686R	69
GA507R	48	GB129	41	GB486R	68	GB688R	71
GA508R	52	GB130R	41	GB487R	67	GB689R	65
GA513R	48	GB141	58	GB488R	68	GB690R	72
GA521	51	GB164	40	GB489R	68	GB740R	35
GA523R	48	GB169R	42	GB495R	67	GB741R	35
GA526P	53	GB171N	58	GB496R	67	GB742R	35
GA529	23	GB173	40	GB497R	67	GB743R	35
GA530	53	GB178R	55	GB498R	68	GB744R	36
GA553	23	GB182R	55	GB564R	71	GB745R	36
GA666	28	GB184R	55	GB572R	72	GB746R	35
GA668	27	GB187R	55	GB575R	71	GB747R	35
GA670	28	GB200	41	GB576R	71	GB748R	36
GA671	25	GB222	42	GB577R	66	GB751R	32
GA672	25	GB223	42	GB578R	65	GB752R	32
GA673	27	GB224	42	GB579R	65	GB753R	32
GA674	27	GB227R	42	GB580R	65	GB756R	33
GA675	28	GB231R	42	GB586R	65	GB757R	33

Índice de códigos de referencia

[illegible]



Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Tel +49 (0) 74 61 95-0 | Fax +49 (0) 74 61 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – a B. Braun company

La marca principal Aesculap es una marca registrada de Aesculap AG.

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas. El presente folleto puede ser utilizado exclusivamente para ofrecer así como para comprar y vender los productos suministrados por nosotros.

Prohibida la reimpresión, ni siquiera en extracto. En caso de uso impropio nos reservamos el derecho de exigir la devolución de los catálogos y de las listas de precios, así como de adoptar medidas en salvaguardar nuestros intereses.

Folleto no. 022704

0111/0.45/2