













EQUIPOS ORIGINALES INFUSOMAT® TERAPIAS ESPECIALES

	Denominación	Valores añadidos	 PVC	Libre PVC	Longitud (cm)	Uds./Caja	Referencia
	Sangre	Filtro 200 micras para evitar la hemólisis	•		250	100	8270066SP
	Sangre con toma de medicación para aguja	Filtro 200 micras para evitar la hemólisis Toma de medicación para aguja	•		250	100	8270074SP
	Nutrición Enteral Multiconector	Multiconector (bolsa + botella) Toma de muestras sin aguja Conector escalonado		•	320	40	8250857SP
	Nutrición Enteral con bolsa	Bolsa Nutrifix 1.000 Toma de muestras sin aguja Conector escalonado		•	230	25	8250839SP
	Nutrición Enteral Multiconector En-Fit	Multiconector (bolsa + botella) Llave de 3 pasos En-Fit Conector En-Fit		•	320	40	8250832SP
	Nutrición Enteral Con bolsa En-Fit	Bolsa Nutrifix 1000ml Llave de 3 pasos En-Fit Conector En-Fit		•	230	25	8250830SP
	Nutrición Enteral Básico En-Fit	Llave de 3 pasos En-Fit Conector En-Fit		•	320	40	8250834SP
	Dosifix	Toma de muestras sin aguja Bureta de 150 ml		•	270	25	8250245SP
	Translúcido	Protección contra la luz Protección en cámara de gotas Translúcido		•	250	100	8700127SP
	Translúcido con toma de medicación SafeFlow	Protección contra la luz Protección en cámara de gotas Translúcido Toma de muestras sin aguja		•	250	100	8250437SP
	Epidural	Color amarillo		•	300	100	8700131SP

Medicamentos fotosensibles	
Terapia anti infecciosa	p.ej. Doxicilina, Amfotericina-B
Agentes antineoplásticos/ citotóxicos	p.ej. Cisplatino, Decarbacino
Agentes simpaticomiméticos	p.ej. Isoproterenol, Epinefrina
Agentes cardiovasculares	p.ej. Molsidomina, Labetalol
Agentes Sistema Nervioso Central	p.ej. Fenilefrina, Clorhidrato de Ketamina, Morfina, Midazolam
Fluídos y Electrolitos	p.ej. Bumetanida, Furosemida
Vitaminas	p.ej. Multivitaminas, Ácido ascórbico

Medicamentos incompatibles con el PVC	Grado de absorción
Diazepam	20-40%
Ácido fólico	30%
Insulina	5-80%
Nitrazepam	10-15%
Nitroglicerina	30-60%
Oxazepam	20%
Thiopental	20%
Vitamina A acetato	60-80%
Isordible	15-25%

Referencias bibliográficas

1. International Journal of Pharmaceutics 225. (2001). Páginas 1-14
2. American Journal of Hospital Pharmacy; Vol. 43; (Aug. 1986). Página 1.945 a 1.950; M. G. Lee
3. Farm Clin; Vol. 4, nº 1: páginas 30-33: Fijación de fármacos a material de vidrio y/o plástico (1987); T. Boada Port
4. Medical Engineering and Physics (2014): Light protection of chemotherapy drugs for infusion; Douglas McG. Clarkson, Roger Harvey, Dave Sheepy







FUNGIBLE ORIGINAL B. BRAUN SPACE  
MÁXIMA FLEXIBILIDAD Y PRECISIÓN EN TODAS LAS TERAPIAS







SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFUSIÓN



EQUIPOS ORIGINALES INFUSOMAT® PARA TERAPIAS ESTÁNDAR






	Denominación	Valores añadidos	 PVC	Libre PVC	Longitud (cm)	Uds./Caja	Referencia
	Estándar	-	•		250	100	8700036SP
	Estándar 300 cm	Extralargo	•		300	100	8270350SP
	Toma de medicación para aguja	Toma de medicación para aguja	•		270	100	8700087SP
	Neutrapur	Libre de PVC		•	250	100	8250731SP

EQUIPOS ORIGINALES INFUSOMAT® DE SEGURIDAD (SAFESET)



	Denominación	Valores añadidos	 PVC	Libre PVC	Longitud (cm)	Uds./Caja	Referencia
	Estándar	AirStop PrimeStop	•		250	100	8701148SP
	Neutrapur con toma de medicación SafeFlow	AirStop PrimeStop Libre PVC SafeFlow		•	300	100	8700118SP
	Intrapur In-line	AirStop PrimeStop Libre PVC Filtro Sterifix 0,2 micras		•	250	20	8700098SP
	Neutrapur con toma de medicación SafeFlow Translúcido	AirStop PrimeStop Libre PVC Fotoprotector SafeFlow		•	250	100	8250438SP
	Neutrapur Translúcido	AirStop PrimeStop Libre PVC Fotoprotector		•	250	100	8700128SP









JERINGAS PERFUSOR® ORIGINALES

	Denominación	Valores añadidos	 Diámetro externo aguja	Volumen	Conector	Uds./Caja	Referencia
	OPS 20 ml		2 mm	20 ml	Luer Lock	100	8728623
	OPS 50 ml		2 mm	50 ml	Luer Lock	100	8728810F
	Opaca 50 ml	Protección contra la luz hasta 520 nm	2 mm	50 ml	Luer Lock	100	8728828F
	Translúcida 50 ml	Protección contra la luz hasta 520 nm	2 mm	50 ml	Luer Lock	100	8728861F-06




SET PERFUSOR® ORIGINALES

	Denominación	Longitud línea	Volumen jeringa	Uds./Caja	Referencia
	50 ml + Línea de PE	150 cm	50 ml	30	16417F
	20 ml + Línea de PVC	150 cm	20 ml	50	4185633


LÍNEAS PERFUSOR® ORIGINALES

	Denominación	Valores añadidos	 PVC	Libre PVC	Volumen purgado (ml)	Longitud (cm)	Uds./Caja	Referencia
	Estándar		•		2,65	150	100	8722960
	Neutrapur 100 cms	Libre PVC		•	0.8	100	100	8255067
	Neutrapur 150 cms			•	1.2	150	100	8722935
	Neutrapur 200 cms			•	1.6	200	100	8723060
	Opaca	Protección contra la luz Libre PVC		•	1,18	150	100	8723010
	Translúcida	Protección contra la luz Libre PVC		•	1,18	150	100	8723017
	Con filtro 0,2 micras	Filtro Sterifix® de 0,2 micras	•		3,53	200	50	8723001
	PCA con válvula antirretorno	Válvula antirreflujo Conexión en Y para infusión paralela	•		2,94	150	50	8726019


LÍNEAS PERFUSOR® ORIGINALES CON BAJO VOLUMEN DE PURGA

	Denominación	Valores añadidos	 PVC	Libre PVC	Volumen purgado (ml)	Longitud (cm)	Uds./Caja	Referencia
	Bajo volumen 75 cms	Pequeño diámetro Bajo volumen de purga	•		0.5	75	4x25	8722870N
	Bajo volumen 150 cms		•		1.0	150	4x25	8255504N
	Bajo volumen 200 cms		•		1.4	200	4x25	8745919N
	Clamp seguridad 150 cms	Pequeño diámetro Bajo volumen de purga	•		1.0	150	4x25	8722940
	Clamp seguridad 200 cms	Clamp anti Free-Flow	•		1.4	200	4x25	8722941


JERINGAS NEOSAFETY BOMBA

	Referencia	Valor añadido	Volumen (ml)	Uds./Caja
	SD-S1EO	Incompatible con Luer Lock Tapón incluido Conector NeoHub	1	200
	SD-S3EO		3	200
	SD-S6EO		6	200
	SD-S12EO		12	200
	SD-S20EO		20	100
	SD-S35EO		35	100
	SD-S60EO		60	100


JERINGAS NEOSAFETY FARMACIA

	Referencia	Valor añadido	Volumen (ml)	Uds./Caja
	BC-S05EO	Incompatible con Luer Lock Tapón incluido Conector NeoHub	0,5	500
	BC-S1EO		1	500
	BC-S3EO		3	500
	BC-S6EO		6	500
	BC-S12EO		12	500
	BC-S20EO		20	200
	BC-S35EO		35	200
	BC-S60EO		60	200



ALARGADERAS NEOSAFETY

	Referencia	Valor añadido	Longitud (cm)	Uds./Caja
	NM-60ENEN	Conector NeoHub	152	50
	NM-60ENENY	Conector NeoHub Toma en Y	152	50

SONDAS RADIO OPACAS NEOSAFETY

	Referencia	Valor añadido	Material	Longitud (cm)	Calibre (Fr)	Volumen purga (ml)	Uds./Caja
	FTS50P-EO	Conector NeoHub Poliuretano de alta calidad Extremo distal abierto Marcas cada centímetro	Poliuretano	40	5,0	0,5	10
	FTS65P-EO		Poliuretano	40	6,5	0,75	10
	FTS80P-EO		Poliuretano	40	8,0	1,0	10
	FTM50P-EO		Poliuretano	60	5,0	0,5	10
	FTM65P-EO		Poliuretano	60	6,5	1,0	10
	FTM80P-EO		Poliuretano	60	8,0	1,5	10
	FTL50P-EO		Poliuretano	90	5,0	0,75	10
	FTL65P-EO		Poliuretano	90	6,5	1,5	10
	FTL80P-EO		Poliuretano	90	8,0	2,0	10
	FTM100P-EO		Poliuretano	109	10	5,5	10
	FTM120P-EO		Poliuretano	109	12	6,5	10
	FTS50V-EO	Conector NeoHub Marcas cada centímetro	PVC	40	5,0	0,5	25
	FTS80V-EO		PVC	40	8,0	1,0	25
	FTM50V-EO		PVC	60	5,0	0,75	25
	FTM65V-EO		PVC	60	6,5	1	25
	FTM80V-EO		PVC	60	8,0	1,5	25

VARIOS NEOSAFETY

	Referencia	Denominación	Uds./Caja
	NM-60ENSTB	Cánula de extracción 15 cm	50
	CSNB-CL	NeoBottle 80 ml	100
	SSNB-CL	NeoBottle 80 ml estéril	100