


# Medición Presiones Fisiológicas



Medifix® equipo medición  
Medifix® Scale escala medición  
Set Combitrans®  
Catéteres Corodyn®

# Medifix®

## Medifix® Air luer-lock

Equipo para la medición de la presión venosa

### Características

- Set de administración Intrafix® Air G 150 cm luer-lock
- Llave de tres vías (Discofix®)
- Alargadera para medición PVC 180 cm
- Alargadera conexión catéter 85 cm luer-lock
- Esterilizado por óxido de etileno

Producto	Uds. venta	Código
Equipo medición Medifix® Air luer-lock	50	4276728


## Medifix® Scale

Regleta para la medición de la presión venosa central

### Características

- Graduación de +35 - 15 cm de H<sub>2</sub>O
- Fácil lectura del valor medido
- Indicador de posición - cero movable hacia cualquier lado
- Plástico de alta resistencia
- Reutilizable
- Con 2 clamps para soporte suero

Producto	Uds. venta	Código
Venotonómetro Medifix® Scale	10	4279913



# Set Combitrans®

## Set Combitrans®

Set monitorización con transductor desechable para la medición de presiones fisiológicas

### Componentes

- Intrafix® M, dispositivo de infusión
- Válvula de lavado de flujo Combitrans®
- Transductor desechable Combitrans®
- Discofix®: llave de tres pasos roja (arterial)
- Línea de monitorización transparente 125 cm, diámetro 1,5 x 2,7 mm
- Línea de monitorización transparente 20 cm, diámetro 1,5 x 2,7 mm



### Set

Producto	Uds. venta	Código
Set monitorización arterial Combitrans®	20	5202620

### Componentes

Producto	Uds. venta	Código
Cable conector transductor-monitor	1	5203511
Transductor desechable Combitrans®	20	5203660
Línea monitorización 1,5 x 2,7 mm 100 cm	50	5205018
Línea monitorización 1,5 x 2,7 mm 150 cm	50	5205026
Combidyn® línea 1,5 x 2,7 mm 100 cm punto inyección	50	5204976
Combitrans® manifold vertical	1	5203597
Combiholder® soporte para sets	1	4086007



# Corodyn®

## Corodyn®

Catéter para medición de la presión hemodinámica, y del gasto cardíaco según técnica de termodilución

### Características generales

- Fabricado con un PVC especial que garantiza una correcta dirección y flexibilidad durante la inserción
- Longitud de catéter 110 cm
- Radiopaco
- Indica cada 100 mm la profundidad y la posición de catéter



### Tipos

- Corodyn® P1: 1 lumen
- Corodyn® TD: 4 lúmenes
- Corodyn® Dualtherm: Sistema exclusivo Braun, tecnología de DOBLE TERMISTOR, uno para la medición cardíaca y otro para medición térmica. 4 lúmenes

Producto	Uds. venta	Código
Corodyn® P1 F6	5	5011698
Corodyn® Poly F5 TD-E	5	5041406
Corodyn® Dualtherm F7	5	5013844

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun VetCare SA

Ctra. de Terrassa, 121  
08191 Rubí (Barcelona)

Servicio Atención Clientes

Tel.: 902 47 47 01

Fax: 902 48 48 01

atencioncliente.vetcare@bbraun.com

www.bb Braun-veterinaria.es