


Anestesia Locorregional



Agujas para anestesia intradural y diagnosis
Agujas para anestesia epidural
Set catéter para analgesia o anestesia epidural
Set estimulador de nervios para anestesia de plexos
Agujas para la técnica "single shot" en estimulación de nervios

Spinocan® y Perican®

Spinocan®

Agujas para anestesia intradural y diagnosis



Producto	Ø mm	Longitud mm	Color	Uds. venta	Código
Spinocan® 18G	1,3	88	Rosa	25	4501390
Spinocan® 19G	1,1	88	Marfil	25	4501195
Spinocan® 20G	0,9	75	Amarillo	25	4509757
Spinocan® 20G	0,9	88	Amarillo	25	4509900
Spinocan® 22G	0,7	40	Negro	25	4507401
Spinocan® 22G	0,7	75	Negro	25	4507754
Spinocan® 22G	0,7	88	Negro	25	4507908
Spinocan® 25G	0,53	75	Naranja	25	4505751
Spinocan® 25G	0,53	88	Naranja	25	4505905

Perican®

Agujas para anestesia epidural



Producto	Ø mm	Longitud mm	Color	Uds. venta	Código
Perican® T 16G	1,7	80	Blanco	25	4512782
Perican® T 17G	1,5	80	Rojo	25	4512588
Perican® T 18G	1,3	80	Rosa	25	4512383

Perifix® y Perifix® Paed

Set catéter para analgesia o anestesia epidural

Características

- Fabricado en poliamida
- Total transparencia
- Fácil inserción
- Flexibilidad a prueba de oclusiones
- Máxima resistencia a la tracción
- Mínimo riesgo en formar bucles
- Esterilizado por óxido de etileno

Componentes Set:

- Aguja Tuohy (Perican®)
- Jeringa de baja resistencia Perifix® para la identificación de la pérdida de resistencia (LOR) en el momento de localizar el espacio epidural
- Catéter Perifix® con marcas de distancia
- Filtro Sterifix®, con dos conexiones luer-lock m-h, para catéter y jeringa



Producto	Ø mm catéter	Adaptable a Perican®	Ø mm	Uds. venta	Código
Set Perifix® 401 con filtro adaptable a Perican®	0,85 X 0,45	18 G	1,3	20	4514017
Perifix® Paed 20	0,6 X 0,35	20 G	0,9	10	4512014
Perifix® Paed 18	0,85 X 0,45	18 G	1,3	10	4512006

Producto	Características	Uds. venta	Código
Catéter Perifix® 20G 0,45x0,85	Catéter	25	4513150
Perifix® LOR 10ml LUER sin látex	Jeringa 10 ml	25	4637100
Perifix® 0,2 µ plano	Filtro 0,2 µ antibacteriano	25	4515501

Stimuplex®

Stimuplex® HNS 12

Set estimulador de nervios para anestesia de plexos

Características

- Amplia pantalla gráfica que muestra la intensidad y rango de intensidad del impulso en mA, duración en ms, frecuencia en Hz, impedancia en k Ω , carga eléctrica en nC
- Diseño ergonómico y amplia pantalla LCD
- Dial con control digital
- Avisos y alarmas visuales y acústicas
- Fácil reajuste de los parámetros básicos de neuroestimulación
- Máxima seguridad: Control de la impedancia, umbral de intensidad, autoajuste de corriente, estado de la pila, desconexión automática



Producto	Uds. venta	Código
Stimuplex® HNS 12	1	4892098

Agujas Stimuplex® D

Agujas para la técnica "single shot" en estimulación de nervios

Producto	Bisel	Tamaño aguja mm	Uds. vent	Código
Aguja Stimuplex® D NDH 25 G	15°	0,5 x 55	25	4894111N
Aguja Stimuplex® D NDH 22 G	15°	0,7 x 120	25	4894162N
Aguja Stimuplex® D NDH 22 G	30°	0,7 x 40	25	4894189N



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun VetCare SA

Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

Servicio Atención Clientes

Tel.: 902 47 47 01

Fax: 902 48 48 01

atencioncliente.vetcare@bbraun.com
www.bbraun-veterinaria.es