

# B. Braun Surgical Manipler® AZ

La solución sencilla para el cierre de piel




Sutura cutánea fiable y cómoda



# Manipler® AZ

## La solución sencilla para el cierre de piel

Manipler® AZ es un sistema mecánico de sutura cutánea que proporciona un cierre de piel rápido al finalizar la intervención quirúrgica. Un sistema seguro y de máxima fiabilidad.



El posicionamiento preciso de los puntos metálicos minimiza la cicatriz

### Sutura mecánica cutánea

- **Ligera y ergonómica**  
Manejo cómodo y preciso en cualquier circunstancia.
- **Diseño exclusivo del cabezal de aplicación**  
La especial angulación del cabezal proporciona una perfecta visibilidad de la zona de aplicación del punto. Su indicador frontal permite el centrado del punto.
- **Superficie superior redondeada**  
Ausencia total de ángulos, mejorando la visibilidad de la herida a suturar.
- **Superficie inferior con tope antideslizante**  
Facilita la sujeción firme de la máquina de forma intuitiva.
- **Sistema antiatasco**  
Asegura la correcta dispensación de puntos evitando su superposición.
- **Visor lateral de puntos metálicos**  
Permite saber en todo momento el número de puntos disponibles.

### Pinza extractora de puntos

- **Dos modelos: un solo uso o reutilizable**  
Permite seleccionar el producto más adecuado a cada necesidad.
- **Diseño exclusivo**  
Sencilla, eficaz y atraumática.
- **Control intuitivo**  
Diseño ergonómico.  
Retira los puntos de forma fiable y controlada.



### Cabezal y mango diseñados para una angulación óptima

Máxima visibilidad de los bordes de la herida y estabilidad en la aplicación del punto.



### Aplicación automática del punto

Manipler® AZ permite aplicar los puntos en cualquier dirección, liberándolos suavemente y sin tracción.



### Puntos metálicos rectangulares recubiertos de teflón

Gran capacidad de penetración a través de la piel sin dañarla. El recubrimiento de teflón facilita el atraumatismo durante la aplicación y retirada del punto.



### Retirada de puntos sencilla y atraumática

Debido al especial perfil y recubrimiento de los puntos.



### Presentaciones

Ref.	Descripción	Nº de puntos	Dimensiones punto		Uds./Caja
			Ancho	Alto	
783 100	Manipler® AZ	35	6.9 mm	3.6 mm	6
783 101	Pinza extractora de puntos desechable				6
783 102	Pinza extractora de puntos reutilizable				1

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Surgical SA  
División Veterinaria  
Ctra. de Terrassa, 121  
08191 Rubí (Barcelona)

**Servicio Atención Clientes**  
Teléfono 902 47 47 01  
Telefax 902 48 48 01  
e-mail: vet.es@bbraun.com  
www.bbraun.es