

B. Braun VetCare



Catéteres B. Braun: Introcan® W Certo



Nueva generación de catéteres B. Braun

- Fabricados con Poliuretano Certon®
- Con aletas de fijación

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE


Nueva generación de catéteres B. Braun para acceso venoso periférico

✓ Fabricado en Poliuretano Certon®




- Proporciona al catéter una alta biocompatibilidad y mayor periodo de permanencia
- Resistente a acodaduras, lo que permite un mantenimiento de caudal óptimo
- Termosensible, se adapta al torrente sanguíneo

✓ Inserción más fácil y cómoda

- Mínima transición entre aguja y cánula



- Bisel optimizado: mejora la punción



Gama Introcan® W Certo						Mandril
Color	Gauge	Longitud mm	Ø mm	Flujo ml/min	Código producto	Código producto
	24G	19	0,7	22	4253302	
	22G	25	0,9	35	4253310	4214099
	20G	32	1,1	60	4253329	4214110
	18G	45	1,3	100	4253337	4214137
	16G	50	1,7	210	4253353	4214170
	14G	50	2,2	345	4253361	4214218

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun VetCare SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

Servicio Atención Clientes

Tel.: 902 47 47 01

Fax: 902 48 48 01

atencioncliente.vetcare@bbraun.com
www.bbraun-veterinaria.es