


Aesculap Surgical Technologies

Titanium Ligating Clips and Appliers



Clipanlegezangen für die offene Chirurgie

New Generation / Neue Generation





Why be happy with anything less, when you can have all the advantages in one product?

- Narrow, delicate instrument tips provide the optimum overview
- Special spring shape offers the greatest possible stability and secure clip holding
- Product variety – the perfect instrument for every indication
 - 150 mm, 203 mm and 280 mm instrument lengths
 - 25°, 65° and 90° jaw angles
- Colour coding for easy identification to the matching clip size

Warum mit weniger zufrieden geben, wenn Sie alle Vorteile in einem Produkt haben können?

- Schmale und feine Instrumentenspitzen bieten bestmögliche Übersicht
- Spezielle Federform bietet höchstmögliche Stabilität und sicheren Cliphalt
- Produktvielfalt – Für jede Indikation das perfekte Instrument
 - Instrumentenlängen 150 mm, 203 mm, 280 mm
 - Maulabwinkelungen 25°, 65° und 90°
- Farbcodierung zur leichten Identifikation der passenden Clipgröße

Titanium Ligating Clips

Titan Ligaturclips





FB270R

Clip tray for sticking on the clip cartridges
Cliptray zum Aufkleben der Clipmagazine

The new clip applicators combined with the tried and tested Aesculap titanium ligating clips, an ideal combination!

- Special inner clip profiling provides the greatest possible contact surface and prevents the clip slipping out of place after application
- The special closing behaviour of the clip prevents undesirable tissue slippage
- Special soft load clip cartridge for extremely easy clip release
- Indentations on the cartridge sides for comfortable handling
- Adhesive surface on the cartridge for secure holding in every position



Die neuen Clipanlegezangen in Verbindung mit den bewährten Aesculap Titan-Ligatur-Clips, eine ideale Kombination!

- Spezielles Schließverhalten verhindert ungewolltes Herausrutschen von Gewebe aus dem Clip
- Rautenförmige Innenprofilierung des Clips bietet größtmögliche Kontaktfläche und verhindert ein Verrutschen des Clips nach der Applikation
- Spezielle Soft-Load-Clipmagazine für einfachste Clipentnahme
- Seitliche Griffmulden am Magazin für komfortables Halten
- Klebefläche am Magazin für sicheren Halt an jeder Stelle




Challenger Ti

Reusable multifire clip applicator for titanium clips C 461 11
Der resterilisierbare Clip-Applikator mit Multifire-Funktion zur Applikation von TITAN-Clips C 461 11


Titanium Ligating Clips and Appliers

Titan Ligaturclips und Anlegezangen

small



1/1



PL565T
PL566T Cardiopack
 Titanium ligating clip
 small (yellow)
 Titan-Ligatur-Clip
 small (gelb)



FB222R
 25°

Clip Applier small (yellow), 150 mm
 Clipanlegezange small (gelb), 150 mm



small



FB223R
25°



FB226R
65°



FB224R
25°



FB227R
65°



Clip Applier small (yellow), 203 mm
Clipanlegezange small (gelb), 203 mm

Clip Applier small (yellow), 280 mm
Clipanlegezange small (gelb), 280 mm

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titan Ligaturclips und Anlegezangen

medium



PL567T

Titanium ligating clip
medium (blue)
Titan-Ligatur-Clip
medium (blau)



FB234R
25°

Clip Applier medium (blue), 150 mm
Clipanlegezange medium (blau), 150 mm



FB235R
25°

FB238R
65°

Clip Applier medium (blue), 203 mm
Clipanlegezange medium (blau), 203 mm



medium



Clip Applier medium (blue), 280 mm
Clipanlegezange medium (blau), 280 mm



FB236R
25°



FB239R
65°

- Rinsing channel for fast and safe cleaning of the shaft
- 360° revolvable shaft for exact and precise clip placement
- Colour coding for easy assignment to the matching clip size
- Spülkanal zur schnellen, sicheren Reinigung des Schaftes
- 360° drehbarer Schaft zur exakten und präzisen Clipplatzierung
- Farbcodierung für leichte Zuordnung der passenden Clipgröße




PL504R
Endoscopic Clip Applier, medium,
diam. 10 mm, length 330 mm
Endoskopische Clipanlegezange, medium,
Ø 10 mm, Länge 330 mm

Titanium Ligating Clips and Appliers

Titan Ligaturclips und Anlegezangen

*medium
large*



PL568T

Titanium ligating clip
medium-large (green)
Titan-Ligatur-Clip
medium-large (grün)



Clip Applier medium-large (green), 203 mm
Clipanlegezange medium-large (grün), 203 mm



medium-large



Clip Applier medium-large (green), 280 mm
Clipanlegezange medium-large (grün), 280 mm



FB242R
25°



FB245R
65°



FB255R
90°

- Rinsing channel for fast and safe cleaning of the shaft
- 360° revolvable shaft for exact and precise clip placement
- Colour coding for easy assignment to the matching clip size
- Spülkanal zur schnellen, sicheren Reinigung des Schaftes
- 360° drehbarer Schaft zur exakten und präzisen Clipplatzierung
- Farbcodierung für leichte Zuordnung der passenden Clipgröße



PL503R



Endoscopic Clip Applier, medium-large,
diam. 10 mm, length 330 mm

Endoskopische Clipanlegezange, medium-large,
Ø 10 mm, Länge 330 mm

Titanium Ligating Clips and Appliers


Titan Ligaturclips und Anlegezangen

large



PL561T

Titanium ligating clip
large (orange)
Titan-Ligatur-Clip
large (orange)



FB246R
25°

FB249R
65°


FB252R
90°

Clip Applier large (orange), 203 mm

Clipanlegezange large (orange), 203 mm



large



Clip Applier large (orange), 280 mm
Clipanlegezange large (orange), 280 mm mm



FB248R
25°



FB251R
65°



FB253R
90°

- Rinsing channel for fast and safe cleaning of the shaft
- 360° revolvable shaft for exact and precise clip placement
- Colour coding for easy assignment to the matching clip size
- Spülkanal zur schnellen, sicheren Reinigung des Schaftes
- 360° drehbarer Schaft zur exakten und präzisen Clipplatzierung
- Farbcodierung für leichte Zuordnung der passenden Clipgröße



PL528R
Endoscopic Clip Applier, large,
diam. 12 mm, length 330 mm
Endoskopische Clipanlegezange, large,
Ø 12 mm, Länge 330 mm

Order information

Bestellinformation

		<i>small</i>	<i>medium</i>	<i>medium-large</i>	<i>large</i>
	Titanium Ligating Clips Titan Ligaturclips	PL565T Available in packs of 30 cartridges à 6 Clips = 180 Clips Mengeinheit: PA = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips PL566T Cardiopack Available in packs of 8 cartridges à 24 Clips = 192 Clips Mengeinheit: PA = 8 Magazine à 24 Clips = 192 Clips	PL567T Available in packs of 30 cartridges à 6 Clips = 180 Clips Mengeinheit: PA = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips	PL568T Available in packs of 20 cartridges à 6 Clips = 120 Clips Mengeinheit: PA = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips	PL561T Available in packs of 20 cartridges à 6 Clips = 120 Clips Mengeinheit: PA = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips
	Appliers for Open Surgery Anlegezangen für die offene Chirurgie	FB222R 150 mm, 25° FB223R 203 mm, 25° FB226R 203 mm, 65° FB224R 280 mm, 25° FB227R 280 mm, 65°	FB234R 150 mm, 25° FB235R 203 mm, 25° FB238R 203 mm, 65° FB236R 280 mm, 25° FB239R 280 mm, 65°	FB240R 203 mm, 25° FB243R 203 mm, 65° FB254R 203 mm, 90° FB242R 280 mm, 25° FB245R 280 mm, 65° FB255R 280 mm, 90°	FB246R 203 mm, 25° FB249R 203 mm, 65° FB252R 203 mm, 90° FB248R 280 mm, 25° FB251R 280 mm, 65° FB253R 280 mm, 90°
	Appliers for Minimal Invasive Surgery Anlegezangen für die minimalinvasive Chirurgie		PL504R 330 mm Ø/diam. 10 mm	PL503R 330 mm Ø/diam. 10 mm	PL528R 330 mm Ø/diam. 12 mm



...just a click away!



AESCULAP®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Germany

Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be used for no other purposes than offering, buying and selling of our products. No part may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we retain the rights to recall our catalogues and pricelists and to take legal actions.