

Askina® Clásica

Productos para el cuidado de heridas



Vendajes

Gama de vendajes B.Braun:

- Venda elástica cohesiva
- Vendaje adhesivo de fijación microporoso
- Apósitos de algodón y poliuretano
- Esparadrapo de tejido
- Vendaje compresivo adhesivo

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Askina® Clásica

Nueva gama de vendajes B. Braun para el cuidado de heridas



Askina® Haft Color

Venda elástica cohesiva hipoalergénica, para fijación

Características

- 75% de elasticidad longitudinal: aporta la suficiente elasticidad para la fijación del vendaje, sin interferir con la circulación sanguínea de la zona afectada
- Composición: 40 % algodón y 60 % de poliamida
- Excelente textura
- Muy suave y extrafina
- Alta adhesividad
- Autoclavable hasta 8 veces: facilita su uso en campo estéril

Indicaciones

Inmovilizaciones, vendajes compresivos, sujeción de apósitos y gasas

Color	Tamaño	Referencia	UV
Amarillo	6 cm x 20 m	400788	1
	8 cm x 20 m	400789	1
Rosa	6 cm x 20 m	400786	1
	8 cm x 20 m	400787	1
Azul	6 cm x 20 m	400784	1
	8 cm x 20 m	400785	1

Askina® Fix

Tamaño	Referencia	Unidad de venta
2 m x 15 cm	400796	1
10 m x 5 cm	400797	1
10 m x 10 cm	400798	1
10 m x 15 cm	400799	1
10 m x 20cm	400800	1

Vendaje adhesivo de fijación microporoso e hipoalergénico

Características

- Vendaje permeable al aire
- Alta adhesividad: mediante cola de óxido de zinc
- Elástica y moldeable

Indicaciones

Fijación de catéteres, cánulas, apósitos y gasas



Askina® Pad

Apósito no adherente estéril

Características

- Apósito de algodón altamente absorbente
- Recubierto por una cubierta de teflón que evita su adherencia a la herida
- Estéril

Indicaciones

Heridas ligeramente exudativas



Tamaño	Referencia	Unidad de venta
5 x 5 cm	400756	100
10 x10 cm	404188	100
10 x 20 cm	400758	100

Askina® Tex

Esparadrapo de tejido


Características

- Proporciona una adhesión segura y no irritativa
- Superficie repelente al agua
- Fácil rasgado

Indicaciones

Fijación de vendajes, catéteres y tubos

Tamaño	Referencia	Unidad de venta
5 m x 1,25 cm	401229	24
5 m x 2,50 cm	401230	12
5 m x 5 cm	401231	6



Askina® Plast Acryl

Vendaje compresivo adhesivo

Características

- 100 % algodón
- Fácil manejo
- Permeable al aire debido a la capa adhesiva porosa de material poliacrílico
- 75 % de elasticidad longitudinal aprox.
- Termoestable y permeable a Rayos X

Indicaciones

Situaciones que requieran un vendaje de compresión

Tamaño	Referencia	Unidad de venta
6 cm x 2,5 m	445244	1
8 cm x 2,5 m	445246	1
10 cm x 2,5 m	445245	1



Askina® Derm

Apósito transparente de poliuretano estéril

Características

- Apósito impermeable a microorganismos, pero permeable al vapor de agua y oxígeno
- Mantiene un ambiente húmedo que impide la formación de escaras y favorece la cicatrización natural
- Permite la inspección visual de la herida

Indicaciones

Tratamiento de quemaduras menores, zonas sometidas a presión, heridas postoperatorias, abrasiones y laceraciones

Tamaño	Referencia	Unidad de venta
6 x 7 cm	421288	100
10 x 12 cm	421289	50
10 x 20 cm	421290	10
15 x 20 cm	421291	10





División Veterinaria

B. Braun Surgical SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

Servicio Atención Clientes
Teléfono 902 120 020
Telefax 93 697 45 28
e-mail: vet.es@bbraun.com