

Certofix®

Guía de utilización en función del peso vivo

Certofix® Mono



1 Lumen



Mono

Producto	Diámetro (French)	Catéter Longitud (cm)	Lumen (Gauge)	Unidad Venta	Código
PAED(S110)	1	10	22G	10	4160177
	1	10	22G	1	4160177VET
(S215)	4	15	18G	10	4160185
	4	15	18G	1	4160185VET
(S220)	4	20	18G	10	4160207
	4	20	18G	1	4160207VET
(S315)	5	15	16G	10	4160223
	5	15	16G	1	4160223VET
(S320)	5	20	16G	10	4160258
	5	20	16G	1	4160258VET
(415)	6	15	14G	10	4160509E

1F/22G

Gatos, cachorros y perros de peso inferior a 5 kg

4F/18G

Perros de pesos comprendidos entre los 5 y 25 kg

5F/16G

Perros de peso superior a 25 kg

6F/14G

Razas gigantes o situaciones que requieren alto flujo (p. ej. shock hipovolémico)

Certofix® Duo



2 Lumens



Duo

Producto	Diámetro (French)	Catéter Longitud (cm)	Lumen (Gauge)	Unidad Venta	Código
PAED(S408)	4	8	D22G/P22G	10	4166906
	4	8	D22G/P22G	1	4166906VET
PAED(S413)	4	13	D22G/P22G	10	4166922
	4	13	D22G/P22G	1	4166922VET
PAED(S420)	4	20	D22G/P22G	10	4166949
	4	20	D22G/P22G	1	4166949VET
PAED(S508)	5	8	D18G/P20G	10	4167112
PAED(S513)	5	13	D18G/P20G	10	4167139
	5	13	D18G/P20G	1	4167139VET
PAED(S520)	5	20	D18G/P20G	10	4167155

4F/varios lumens

Perros de pesos comprendidos entre los 5 y 25 kg

5F/varios lumens

Perros de peso superior a 25 kg

*El sufijo VET indica envase unitario
*Cuando hay varios lúmenes, la inicial "D", "M" o "P" antes del calibre indica la terminación Distal, Media o Proximal de cada lumen del catéter.