

# EverFlo™

El concentrador de oxígeno compacto y silencioso



  
RESPIRONICS®

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# EverFlo™

## El concentrador de oxígeno compacto y silencioso

### Características

#### Caudalímetro

Insertado en la carcasa para evitar roturas.  
Caudal de oxígeno hasta 5 litros por minuto



#### Soporte para humidificador

Compatible con todo tipo de botellas y cierre con Velcro®



#### Conector de oxígeno metálico

Para mayor durabilidad



#### Panel de encendido

Con botón On/Off e indicadores de alarmas



#### Asa superior y ruedas

Para un fácil transporte con una sola mano



### Descripción

EverFlo™ es el concentrador de oxígeno más pequeño, ligero, silencioso y de más bajo consumo de los existentes hoy en día. Su diseño ergonómico hace que sea más fácil de guardar, mover o transportar en su clínica. EverFlo™ es un concentrador de oxígeno de mínimo mantenimiento que se ha diseñado para lograr un funcionamiento regular y sin problemas.

### Especificaciones

Caudal:	0,5 a 5 litros por minuto
Oxígeno:	93% +/- 3% a 5 lpm
Consumo:	295 W
Nivel de ruido:	43 dBA
Alarmas:	Baja prioridad: %O2 > 82% Alta prioridad: %O2 < 70%
Mantenimiento:	Filtro de entrada al compresor cada 2 años (1038831) Filtro microdisk cada 5 años (520B) Revisión compresor tras 25.000 horas de uso
Alimentación:	230 V / 50 Hz
Dimensiones:	58 x 38 x 24 cm
Peso:	14 kg
Código de producto:	1020006