

VENTILADOR MECÁNICO PARA PEQUEÑOS ANIMALES

EQUIPO COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA

El ventilador 2550 ha sido diseñado para ser usado tanto durante anestesia como un respirador a largo plazo.

Tiene controles ajustables para el tiempo inspiratorio y espiratorio así como para el flujo inspiratorio. Además, es un equipo transportable.

- Con alimentación y control neumático
- Puede ser usado como un ventilador de anestesia o un respirador a largo plazo
- Regulación del tiempo inspiratorio: de 0,5 a 3 segundos
- Regulación del tiempo espiratorio: de 0,5 a 6 segundos
- Regulación del flujo inspiratorio: rango de 6 a 60 L/min.
- Frecuencia respiratoria regulable: de 7 a 60 rpm.
- Válvula de alivio de presión:
Limita la presión máxima de llenado.
Rango de 20 a 60 cm H₂O.
- Manómetro de presión: muestra la presión del aire a la salida del ventilador
- Dimensiones: 29,8 cm altura, 22,9 cm anchura, 15,5 cm de largo
- Peso: 7,25 kg

Código	Descripción
V727000	Ventilador MRI PA

