



Aspiración  
Quirúrgica

Aspiradores Medela

# Aspiración quirúrgica Medela



Entre los procedimientos que requieren aspiración quirúrgica se incluyen intervenciones planificadas como las de **cirugía general, cirugía gástrica, cirugía torácica, cesáreas y cirugía cardíaca**. Además, a menudo es necesaria en **endoscopias** y procedimientos quirúrgicos tras **accidentes y urgencias**.

El veterinario necesita aspiradores muy **versátiles, fiables y seguros**, además de **fáciles de usar**. Medela cuenta con un gran número de aspiradores de secreciones preparados para satisfacer las necesidades propias de la aspiración quirúrgica.



## Dispositivos que proporcionan niveles elevados de vacío y caudales variables

Medela produce aspiradores de secreciones de uso quirúrgico que ofrecen niveles elevados de vacío que en todos los casos es regulable con vacío máximo entre **-75 kPa** y **-95 kPa** según el modelo y en algunos casos con caudal regulable.

## Soluciones de recogida de fluidos higiénicas y económicas

Todos los equipos de Medela son compatibles con sistemas de recogida de fluidos *desechables*, de 1,5 o 2,5 litros de capacidad, o *reutilizables* de 1, 2 o 3 litros de capacidad.

# Aspirador de secreciones Vario 18

El Vario 18 es un aspirador **multifunción** de secreciones de uso médico para hospitales y centros veterinarios, capaz de ofrecer aspiración constante.

- **Aspiración fiable y silenciosa**

Sistema patentado *Quatroflex*, unidad de propulsión de tipo pistón/cilindro

- **Rendimiento** de aspiración máximo en diferentes necesidades como el aspirado gástrico, quirúrgico o de las vías respiratorias

- **Versatilidad**

El Vario es un fantástico dispositivo multifunción para hospitales y clínicas veterinarias

- **Seguridad**

El regulador de vacío de membrana permite un ajuste del vacío variable y preciso. Diseñado para evitar cambios accidentales en los ajustes.



## Compacto | Manejo sencillo

### Aspirador multifunción, fiable y silencioso

262-112	Vario 18 CA
770-511	Trolley Vario 18
770-821	Soporte trolley Vario 18
770-571	Filtros: antibacteria Et antidesbordamiento

### Características

Alto vacío	-75 kPa; 563 mm Hg; Tolerancia de +/- 10%
Caudal	18 l/min; +/- 10 %
Dimensiones	380 x 170 x 285 mm (alto x ancho x largo)
Peso	3,5 kg
Incluye	5 filtros antibacterias / antidesbordamiento
Garantía	2 años

# Aspirador de secreciones Basic

El aspirador de secreciones Basic proporciona un **nivel elevado de vacío** para diferentes aplicaciones en hospitales, clínicas y centros veterinarios. Diseño único, que ofrece nuevos estándares de higiene, facilidad de uso y niveles de ruido bajos.

## El aspirador de secreciones Basic:

- se activa con el pedal interruptor, incluido en el trolley, o mediante el botón CleanTouch de la carcasa.
- se ajusta con el intuitivo regulador de vacío de membrana.



- **Fácil de usar** no se requiere ningún tipo de formación especial
- **Rápida** formación de vacío
- **Funcionamiento silencioso** que reduce las molestias en quirófano
- **Fácil limpieza**  
Diseño liso y redondeado
- **Fiabilidad**  
Precisión suiza y componentes de calidad
- **Versátil**  
*Dispositivo adecuado para todas las necesidades de aspiración*

## Unidad aislada o en carro rodable | Opción óptima para todo tipo de centros

### Nivel elevado de vacío. Higiene, facilidad de uso y bajo ruido

710-001	Basic + trolley
710-000	Basic portátil con asa

### Características

Alto vacío	-90 kPa; 675 mm Hg; Tolerancia de +/- 15%
Caudal	30 l/min; +/- 5 l/min
Recipiente seguridad	0,25 litros
Dimensiones	210 x 305 x 375 mm (alto x ancho x largo)
Peso	9,3 kg
Nivel de ruido	36,3 dB
Garantía	5 años





# Aspirador de secreciones Dominant Flex



El aspirador Dominant Flex es la última innovación de Medela en aspiración con un nivel elevado de vacío. Los **caudales ajustables**, solo con pulsar un botón, permiten llevar a cabo una amplia variedad de procedimientos con un único aspirador. Diseñado para su uso en hospitales y centros veterinarios, Dominant Flex es el aspirador de secreciones de uso médico adecuado para **todas** las necesidades de aspiración.

- **Gran rendimiento y rapidez**

Pulsando un botón se cambia el caudal a 60 l/min para conseguir una formación de vacío rápida

- **Silencioso**

Especialmente ajustándolo a 40 l/min

- **Fiabilidad duradera**

Desarrollo y fabricación suizas



## Caudales ajustables | Versión más completa

### Última innovación en aspiración. Alto nivel de vacío con caudal ajustable

710-003	Dominant Flex + trolley
710-002	Dominant Flex portátil con asa
710-034	Trolley suelto Basic - Dominant Flex

### Características

Alto vacío	-95 kPa; -713 mm Hg; Tolerancia de +/- 15%
Caudal	40; 50; 60 l/min; +/- 5 l/min
Recipiente seguridad	0,25 litros
Dimensiones	210 x 305 x 375 mm (alto x ancho x largo)
Peso	9,3 kg
Nivel de ruido	36,3 dB
Garantía	5 años



# Sistemas de recogida de fluidos

## Sistemas de recogida reutilizable

- Recogida sencilla y económica de las secreciones
- Recipientes y tapas de polisulfona aptos para su esterilización en autoclave
- Con protección contra desbordamientos integrada
- Cuatro tamaños de recipiente (1, 2 y 3 litros) que comparten tamaño de tapa
- Diseño de la tapa en un pieza

### Sistemas de recogida reutilizables

770-701	Kit reusable 1 l con recipiente y soporte
770-702	Kit reusable 2 l con recipiente y soporte
770-703	Kit reusable 3 l con recipiente y soporte



## Sistemas de recogida desechables

- Gestión de fluidos higiénica, fácil de usar y económica
- Dos tamaños de bolsas, 1'5 y 2'5 litros
- Bolsas con funciones de seguridad integradas:
  - protección contra desbordamientos
  - filtro bacteriano
  - prefiltro
  - válvula antiretorno

### Sistemas de recogida desechables

770-085	Recipiente de polycarbonato 2,5 l
770-086	Bolsa desechable 2.5 l 40 unidades
770-082	Recipiente de polycarbonato 1,5 l
770-083	Bolsa desechable 1.5 l 40 unidades



# Opciones para sistemas de aspiración de secreciones

## Trolley

Para el uso móvil del Vario 18 y de los recipientes de recogida de fluidos



## Válvula de conmutación

Para aspirar grandes volúmenes de fluidos. Con cambio manual de una bolsa o recipiente al siguiente



## Soporte de pinza

Para acoplar los recipientes de recogida de fluidos al trolley o a rail estándar



## Cánulas



GF923R - Cánula succión Frazier diam.3mm



GF933R - Cánula aspirac. Fergusson diam. 4mm



GF944R - Cánula aspiradora Yankauer 285mm



GF946R - Cánula succión De'Bakey diam. 3/275mm

## Opciones

770-511	Trolley para Vario 18 con 4 ruedas y 2 barras
770-821	Soporte trolley Vario 18
770-521	Soporte de pinza
770-563	Válvula de conmutación con soporte
770-951	Tubo aspiración desechable 180cm con fingercontrol

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Servicio Atención Clientes | Tel. 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01  
[atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com) | [www.bbraun-vetcare.es](http://www.bbraun-vetcare.es)

