

HRC: AGUJA REDONDA  
MICROPUNTA  
CORTANTE



**Novosyn®**



NUEVA AGUJA HRC:  
MEJOR PENETRACIÓN  
MENOS TRAUMÁTICA




## Aguja de cuerpo redondo con micropunta cortante

Cuerpo redondo para un mínimo traumatismo a su paso por los tejidos

Micropunta cortante para una óptima capacidad de penetración inicial y repetida



### Fuerza media de penetración después de 10 puntos



La aguja HRC reduce en un 40% la fuerza necesaria para penetrar los tejidos después de 10 puntos

Código	Descripción	Calibre USP	Longitud hilo	Aguja
G0068312	NOVOSYN VIOLET 5/0(1) 70CM HRC17 (M)DDP	5/0	70 cm	HRC17
40068313	NOVOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC17 (M)DDP	4/0	70 cm	HRC17
40068314	NOVOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM HRC17 (M)DDP	3/0	70 cm	HRC17
40068326	NOVOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM HRC22 (M)DDP	3/0	70 cm	HRC22
40068335	NOVOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM HRC26 (M)DDP	3/0	70 cm	HRC16
G0068335	NOVOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM HRC26 (M)DDP	3/0	70 cm	HRC26
40068140	NOVOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HRC37 (M)DDP	2/0	90 cm	HRC37
40068331	NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 70CM HRC22 (M)DDP	2/0	70 cm	HRC22
40068336	NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 70CM HRC26 (M)DDP	2/0	70 cm	HRC26
40068441	NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 70CM HRC26s (M)DDP	2/0	70 cm	HRC26s
40068842	NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 70CM HRC37s (M)DDP	2/0	70 cm	HRC37s
40068894	NOVOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HRC37s (M)DDP	2/0	90 cm	HRC37s
G0068140	NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 90CM HRC37 (M)DDP	2/0	90 cm	HRC37
G0068336	NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 70CM HRC26 (M)DDP	2/0	70 cm	HRC26
G0068441	NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 70CM HRC26s (M)DDP	2/0	70 cm	HRC26s
40068343	NOVOSYN VIOLET 0(3,5) 70CM HRC26 (M)DDP	0	70 cm	HRC26
40068362	NOVOSYN VIOLET 0(3,5) 70CM HRC37 (M)DDP	0	70 cm	HRC37
40068721	NOVOSYN VIOLET 0(3,5) 70CM HRC26s (M)DDP	0	70 cm	HRC26s
40068843	NOVOSYN VIOLET 0(3,5) 70CM HRC37s (M)DDP	0	70 cm	HRC37s
40068895	NOVOSYN VIOLET 0(3,5) 90CM HRC37s (M)DDP	0	90 cm	HRC37s
40068374	NOVOSYN VIOLET 1(4) 70CM HRC30 (M)DDP	1	70 cm	HRC30
40068375	NOVOSYN VIOLET 1(4) 90CM HRC30s (M)DDP	1	90 cm	HRC30s
40068444	NOVOSYN VIOLET 1(4) 70CM HRC26s (M)DDP	1	70 cm	HRC26s
40068844	NOVOSYN VIOLET 1(4) 70CM HRC37s (M)DDP	1	70 cm	HRC37s
40068896	NOVOSYN VIOLET 1(4) 90CM HRC37s (M)DDP	1	90 cm	HRC37s
40068961	NOVOSYN VIOLET 2(5) 70CM HRC40s (M)DDP	2	70 cm	HRC40s
G0068143	NOVOSYN VIOLET 2(5) 90CM HRC37 (M)DDP	2	90 cm	HRC37

\*la letra inicial indica el número de unidades de sutura en la caja (G: caja de 12 unidades, C: 36 unidades)

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Tel 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01 | [atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com) | [www.bbraun-vetcare.es](http://www.bbraun-vetcare.es)  
B. Braun VetCare - a B. Braun company

