

ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO


El futuro de la esterilización por gas accesible para la clínica veterinaria gracias al empleo de microdosis de óxido de etileno




Productos "delicados" que necesitamos esterilizar

- Ópticas y equipos con lúmenes largos
- Dispositivos plásticos termosensibles
- Equipos electrónicos
- Equipos con componentes mecánicos
- Instrumental delicado

SISTEMA DE MICRODOSIS



- Seguro para el operador y el medio ambiente
- Bajo coste y alta eficiencia
- El gas se elimina directamente a la atmosfera
- Solo 17,6 gr de óxido de etileno



AN-74i

Equipo Anprolene® estándar.
Ocupa poco espacio en la clínica veterinaria.
58,4 x 35,6 x 52,1 cm



AN-74ix

Equipo Anprolene® ampliado.
Capacidad para dispositivos largos (laparoscopia)
82,6 x 35,6 x 52,1 cm




AN-74j

Equipo Anprolene® "jumbo".
Aloja endoscopios flexibles enrollados.
45.7cm x 50.8cm x 78.7cm



Combinación de sonda de purga y bolsa de esterilización:
Elimina el aire antes de la esterilización y retira el óxido de etileno después del ciclo.

Dos opciones de pack bolsa/ ampolla en función de la carga a esterilizar



Código	Descripción
AN74i	Esterilizador Anprolene® 55 L
AN74ix	Esterilizador Anprolene® largo 84 L
AN74j	Esterilizador Anprolene® 107 L
AN79-16	Pack ETO 17,6 gr y bolsas 40L, 14 uds.
AN73-00	Pack ETO 5 gr y bolsas 10L, 60 uds.
AN71-00	Pack ETO 5 gr y bolsas 10L, 25 uds.
AN1071	Humidichip® 25 uds.
AN1072	Humiditube® unitario
AN87	Dosímetros Anprolene® 25 uds.
AN2203	Indicadores biológicos 25 uds.
AN85	Pegatinas indicadoras de exposición 200 uds.
AN86	Tiras indicadoras de exposición 200 uds.
AN91	Dosímetro personal AirScan® 8 horas
AN92	Dosímetro personal AirScan® 15 minutos

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Tel 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01 | atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

