

Askina®

El cuidado básico



Vendas, gasas y esparadrapos



> Esparadrapos

Páginas 3-4



> Gasas

Páginas 5-8



> Vendas

Páginas 9-15

Esparadrapos	Tela	Askina® Tex Vet	3
	No tejido	Askina® Fix Vet	3
	Plástico	Askina® Film Vet	4
	Seda	Askina® Silk Vet	4
	Papel	Askina® Pore Vet	4


Gasas	Estéril	Askina® Mullkompressen Estéril	5
	No estéril	Askina® Mullkompressen No Estéril	6
	No estéril	Askina® Gasa	7
	No estéril	Askina® Compress TNT	8

Vendas	Elástica	Askina® Elast	9
	Elástica	Askina® Universalbinde	10
	Adhesiva	Askina® Plast E	11
	Cohesiva	Askina® Kohäsive	12
	Cohesiva	Askina® Haft Color	13
	Tubular	Askina® TS	14
	Inmovilización	Askina® Cast	15

Askina® Tex Vet

Esparadrapo de tela

- Tela 100% algodón
- Adhesivo de óxido de zinc fuerte
- No deja residuos después de su uso
- Permeable al aire, permite que la piel respire
- Adecuado para radiografías



Indicaciones

- Utilizado para la fijación de catéteres, cánulas, etc.
- Limita el movimiento y proporciona soporte en esguinces y torceduras

Referencia	Medida	Uds / Caja
OCT80501	1,25cm x 5m	24
OCT80502	2,50cm x 5m	12
OCT80505	5cm x 5m	6
OCT10501	1,25cm x 5m	1
OCT10502	2,50cm x 5m	1
OCT10505	5cm x 5m	1
OCT10510	10cm x 5m	1

Askina® Fix Vet

Esparadrapo de material non-woven (no tejido)

- Microporoso e hipoalergénico
- Alta adaptabilidad a la forma y rango de movimiento de las articulaciones
- No limita el movimiento



Indicaciones


- Fijación de apósitos, catéteres, sondas, etc. especialmente en zonas de alta movilidad como articulaciones y extremidades

Referencia	Medida	Uds / Caja
OCT15105	5cm x 10m	1
OCT15110	10cm x 10m	1
OCT15115	15cm x 10m	1
OCT15120	20cm x 10m	1

Askina® Film Vet

Esparadrapo de plástico

- Material de lámina perforada moldeable
- Polietileno y transparente



Indicaciones

- Fijación de apósitos, catéteres, sondas, etc.
- Ideal para el control del área de la herida por su estructura transparente

Referencia	Medida	Uds / Caja
OCT13501	1,25cm x 5m	1
OCT13502	2,50cm x 5m	1
OCT13505	5cm x 5m	1

Askina® Silk Vet

Esparadrapo de seda sintética

- Buena fijación en todas las superficies
- No irrita gracias a su adhesivo a base de acrilato
- Rasgado fácil



Indicaciones

- Fijación de apósitos, catéteres, sondas, etc.
- Vendajes y férulas

Referencia	Medida	Uds / Caja
OCT11501	1,25cm x 5m	1
OCT11502	2,50cm x 5m	1
OCT11505	5cm x 5m	1

Askina® Pore Vet

Esparadrapo de papel blanco con dispensador

- Adhesivo no irritante
- Adecuado para zonas de piel fina o sensible
- Rasgado fácil



Indicaciones

- Fijación de apósitos, catéteres, sondas, etc. especialmente en piel sensible

Referencia	Medida	Uds / Caja
OCT12502	2,50cm x 5m	1
OCT12505	5cm x 5m	1

Askina® Mullkompressen Estéril

Compresas de gasa estéril en sobres

- Malla de alta densidad (17 hilos/cm²)
- Plegado en 8 capas para una mayor absorción
- Compresas de gasa fabricadas en algodón 100% con bordes ocultos para evitar que se desprendan hilos en el campo quirúrgico
- Blanqueadas sin cloro
- Marca CE



Indicaciones

- Hemostasia de campo quirúrgico
- Limpieza aséptica de heridas

Referencia	Medida (cm)	Capas	Hilos (h/cm ²)	Uds / Caja
9031200N	5 x 5	8	17	Caja 25 sobres x 2 uds.
9031219N	7,5 x 7,5	8	17	Caja 25 sobres x 2 uds.
9031227N	10 x 10	8	17	Caja 25 sobres x 2 uds.
9031235N	10 x 20	8	17	Caja 25 sobres x 2 uds.



Askina® Mullkompressen No Estéril

Compresas de gasa no estéril en pequeño envase

- Malla de alta densidad (17 hilos/cm²)
- Plegado en 8 y 12 capas para una mayor absorción
- Compresas de gasa fabricadas en algodón 100% con bordes plegados ocultos para evitar el deshilachado
- Blanqueadas sin cloro
- Marca CE



Indicaciones


- Curas básicas
- Aplicación de geles y pomadas
- Limpieza de heridas

Referencia	Medida (cm)	Capas	Hilos (h/cm ²)	Uds / Caja
9031308	5 x 5	8	17	100
9031316	7,5 x 7,5	8	17	100
9031324	10 x 10	8	17	100
9033017	7,5 x 7,5	12	17	100
9033025	10 x 10	12	17	100
9033041	10 x 20	12	17	100

Askina® Gasa

Compresas de gasa no estéril en envase clínico

- Tres densidades de malla: Basic (13 hilos/cm²), Medium (15h) y Premium (17h)
- Compresas de gasa fabricadas en algodón 100% con bordes plegados ocultos para evitar el deshilachado
- Envases clínicos más económicos
- Marca CE



Indicaciones

- Curas básicas
- Aplicación de geles y pomadas
- Limpieza de heridas


Número de capas	Densidad de malla		
	baja (13 h/cm ²)	media (15 h/cm ²)	alta (17 h/cm ²)
4 capas	Basic	Medium	Premium
8 capas	Basic Doble	Medium Doble	Premium Doble

Referencia	Producto	Medida (cm)	Capas	Hilos (h/cm ²)	Uds / Caja
TIH1139	Askina® Gasa Basic	10 x 10	4	13	2500
TIH1001	Askina® Gasa Medium	10 x 10	4	15	2500
TIH1002	Askina® Gasa Premium	10 x 10	4	17	2500
TIH1037	Askina® Gasa Basic Doble	7,5 x 5,5	8	13	2500
TIH1015	Askina® Gasa Medium Doble	7,5 x 5,5	8	15	2500
TIH1130	Askina® Gasa Premium Doble	7,5 x 5,5	8	17	2500
TIH1017	Askina® Gasa Basic Doble	10 x 10	8	13	1250
TIH1014	Askina® Gasa Medium Doble	10 x 10	8	15	1250
TIH1016	Askina® Gasa Premium Doble	10 x 10	8	17	1250

Askina® Compress TNT

Compresas de gasa no estéril de tejido no tejido

- Compresa de 70% viscosa y de 30% poliéster
- Mayor capacidad de absorción que las compresas tradicionales
- Libre de aglutinantes y blanqueantes, por lo que son especialmente confortables para la piel
- No desprenden hilos



Indicaciones

- Absorbe líquidos sin gotear, liberándolos sólo bajo presión

Referencia	Medida (cm)	Capas	Uds / Caja
TIH771515	7,5 x 7,5	4	2000
TIH772020	10 x 10	4	2000
TIH772040	10 x 20	4	700
TIH774040	10 x 20	8	500

Askina® Elast

Venda elástica de gasa

- Venda elástica de gasa de viscosa (70%) y poliamida (30%)
- Muy confortable, debido al alto contenido en fibras naturales
- 130% de elasticidad longitudinal
- Esterilizable en autoclave
- Marca CE



Indicaciones

- Vendajes de fijación y compresión
- Sujeción de férulas

Referencia	Medida	Presentación
9048111	4cm x 4m	20
9048120	6cm x 4m	20
9048138	8cm x 4m	20
9048146	10cm x 4m	20
9048154	12cm x 4m	20
9048227	6cm x 4m	100
9048235	8cm x 4m	100
9048243	10cm x 4m	50

*Unidades sueltas en caja

Referencia	Medida	Presentación
9048022	6cm x 4m	20
9048030	8cm x 4m	20
9048049	10cm x 4m	20

*Unidades envasadas en celofán

Askina® Universalbinde

Venda elástica compresiva lavable de algodón

- Venda elástica de compresión permanente
- Bordes orillados que evitan el deshilachado
- Fabricada en algodón (66%), poliamida (33%) y elastano (1%)
- 90% de elasticidad longitudinal
- Marca CE



Indicaciones

- Vendajes de compresión y soporte

Referencia	Medida	Uds / Caja
9055029	6cm x 5m	10
9055037	8cm x 5m	10
9055045	10cm x 5m	10
9055053	12cm x 5m	10

* Unidades sueltas en caja

Referencia	Medida	Uds / Caja
9055134	8cm x 5m	10
9055142	10cm x 5m	10

* Unidades envasadas en celofán

Askina® Plast E

Venda elástica adhesiva de compresión


- Fabricada en algodón 100%
- Adhesivo de óxido de zinc permeable al aire y transpirable
- El núcleo de plástico duro permite aprovechar el 100% de la longitud del vendaje
- Línea amarilla central que sirve de guía a la realización del vendaje con solapamiento
- 70% de elasticidad longitudinal



Indicaciones

- Vendajes compresivos
- Vendaje deportivo en caballos

Referencia	Medida	Uds / Caja
9058005	5cm x 2,6m	12 Uds/caja
9058006	7,5cm x 2,6m	12 Uds/caja
9058007	10cm x 2,6m	12 Uds/caja



Askina® Kohäsive

Venda cohesiva básica blanca

- Venda cohesiva básica blanca
- Venda elástica que se adhiere a si misma, pero no a la piel o al pelo
- Fabricada en algodón (40%) poliamida (30%) y viscosa (30%)
- Suave con la piel, por su alto contenido en fibras naturales
- 100% de elasticidad longitudinal
- Esterilizable en autoclave
- Marca CE

SIN LÁTEX



Indicaciones

- Vendajes de soporte
- Vendajes de compresión ligera
- Fijación de férulas
- Vendaje deportivo en caballos
- Vendaje de articulaciones y zonas de alta movilidad

Referencia	Medida	Presentación
9058028	6cm x 4m	1
9058125	6cm x 20m	1
9058133	8cm x 20m	1
9058141	10cm x 20m	1



Askina® Haft Color

Venda cohesiva de color

- Venda elástica que se adhiere a sí misma, pero no a la piel o al pelo
- Fabricada en algodón (40%) poliamida (60%)
- Suave con la piel, por su alto contenido en fibras naturales
- 75% de elasticidad longitudinal
- Esterilizable en autoclave
- Presentación clínica en rollo de 20 metros, más económica
- Marca CE

Caja expositor con surtido de colores



Indicaciones

- Vendajes de soporte
- Vendajes de compresión ligera
- Fijación de férulas
- Vendaje deportivo en caballos
- Vendaje de articulaciones y zonas de alta movilidad

Referencia	Color	Medida	Uds / Caja
9058249	■	6cm x 20m	1
9058613	■	8cm x 4m	1
9058257	■	8cm x 20m	1
9058203	■	6cm x 20m	1
9058419	■	8cm x 4m	1
9058214	■	8cm x 20m	1
9058222	■	6cm x 20m	1
9058516	■	8cm x 4m	1
9058230	■	8cm x 20m	1
9058320	■	6cm x 20m	1
9058338	■	8cm x 20m	1
9058311	■	8cm x 4m	1

Referencia	Producto	Color	Medida	Uds / Caja
9058915	Askina Haft Color Caja expositor	Variados	8cm x 4m	10

Askina® TS

Vendaje tubular de gasa elástico

- Fabricada en algodón 100%
- 7 tamaños disponibles
- Marca CE



Indicaciones

- Como vendaje interior sin pliegues en inmovilización de extremidades
- Sujeción de apósitos y protección de heridas en el tronco o en la cabeza

Referencia	Producto	Medida	Uds / Caja
9043314	Askina TS Num.1	2,5cm x 20m	1
9043322	Askina TS Num.2	4cm x 20m	1
9043330	Askina TS Num.3	6cm x 20m	1
9043349	Askina TS Num.4	8cm x 20m	1
9043357	Askina TS Num.5	10cm x 20m	1
9043365	Askina TS Num.6	12cm x 20m	1
9043373	Askina TS Num.7	16cm x 10m	1

Askina® Cast

Vendaje sintético para inmovilización

- Vendaje para inmovilización fabricado en poliéster termoplástico
- Se activa al sumergirlo en agua caliente (>70 °C)
- Fácil moldeado
- Enfriamiento y fraguado en 5 minutos
- Puede soportar el peso del animal a los 15-20 minutos
- Dependiendo del número de capas se puede quitar con tijeras para escayola o se requiere una sierra oscilante
- No libera partículas de polvo o de cristal al serrarlo para su extracción



Indicaciones

- Inmovilización de extremidades

Referencia	Medida	Uds / Caja
9052075	7,5cm x 3,6m	2



LX550R

Más información sobre instrumentos para escayola en
<http://www.bbraun-vetcare.es/producto/tijeras-para-escayola>

