

ACCESORIOS DE ANESTESIA



Mascarillas de anestesia

- **Perro**
 - Pequeño - 32393B4
 - Grande - 32393B1
- **Gato**
 - Pequeño - 32393B5
 - Mediano - 32393B3
 - Grande - 32393B2
- **Kit de 5 mascarillas** - V7149
- **Mascarillas para roedores**
 - Sin diafragma - V7105
 - Con diafragma (varias)



Circuitos respiratorios

Circuito con reinhalación (circular)
Pacientes de > 5 kg

- Circuito F 1 m con bolsa 2 l - 32359B3
- Circuito F 1,5 m - 32359B4
- Circuito F 3 m - 32359B10



Circuitos sin reinhalación (abierto)
Pacientes < 5 kg

- Circuito MRJ con bolsa ½ l (T-Ayre) - 32359B6
- **Circuito Mapelson C** - 32359B2
 - Animales muy pequeños (aves)
 - Casi sin espacio muerto



Circuitos sin reinhalación (abierto)
Pacientes < 5 kg

- **Circuito C-Pram** - V7104
 - Animales pequeños
 - Coaxial para calentar el gas inhalado
 - Para roedores necesita mascarilla con diafragma



- **Circuito para roedores con mascarilla** - V1703
 - Incluye mascarilla con diafragma



- **Set para potros** - V7138
 - Para utilizar en equipo de anestesia de grandes animales
 - Potros, terneros, pequeños rumiantes



Bolsas reservorios

- **Bolsa de 2 l (Circuito F)** - 32346B5
- **Bolsa de ½ l (Circuito MRJ)** - 32346B3
- Bolsas desde ¼ l hasta 30 l
- **Peso paciente / bolsa:**
 - 5,5 kg → bolsa 1/2 l - 32346B3
 - 7,5–11,5 kg → bolsa 1 l - 32346B1
 - 22,5 kg → bolsa 2 l - 32346B5
 - 45 kg → bolsa 3 l - 32346B6
 - 55-75 kg → bolsa 5 l - 32346B8



Filtro de evacuación de gases

- **Filtro Enviro-Pure, 6 unidades** - 32373B10
 - 12-15 horas de uso o Δ 120 g peso

